

# PHILIPS

# AVENT

Plus משאבת חלב חשמלית

בודדת

שימוש עם כבל



SCF391/11



## בהשראת התינוק. בשביל האמא

\*לזרימת חלב מהירה יותר Natural Motion טכנולוגיית

היכנסי לעידן חדש של ביטוי עם איזון מושלם בין יניקה לבין גירוי הפטמה, בהשראת הדרך הטבעית בה שותים שומרת על זרימת חלב אופטימלית ומסתגלת בעדינות לגודל Philips Avent תינוקות. משאבת החלב החשמלית של ולצורת הפטמה שלך

### מותאמת אישית

- רכיבים מינימליים והתקנה אינטואיטיבית
- מנוע שקט לחוויה דיסקרטית בכל מקום (שימוש חוטי)
- פונקציית השהיה / הפעלה
- חוויה מותאמת אישית, 8 + 16 רמות להגדרה
- פונקציית זיכרון

### עדין ונוח


- כרית סיליקון רכה בגודל אחיד הניתנת להתאמה
- שאיבת חלב בלי לרכון קדימה

### שאיבה מהירה: יותר חלב בפחות זמן

- \*לזרימת חלב מהירה Natural Motion טכנולוגיית


# Highlights

## \*זרימת חלב מהירה



שאיבת יותר חלב בפחות זמן\* בעזרת כרית המגרה את השד להפיק חלב ממש כמו תינוק. הכרית עוברת ללא הפרעה ממצב גירוי למצב שאיבה, ומפעילה על הפטמה את המידה המדויקת של גירוי ויניקה, לקבלת זרימת חלב מרבית. מבוסס על זמן התחלת זרימת חלב (MER) - (רפלקס פליטת החלב)\*.

## מתאימה את עצמה לפטמה



גודל אחיד המתאים לכולן. כיוון שלכל אחת מאיתנו צורה וגודל ייחודיים, כרית הסיליקון נמתחת בעדינות ומתאימה את עצמה לאנטומיה הייחודית שלך. מתאים ל-99.98% מכל גדלי הפטמות\* ((עד 30 מ"מ).

## ישיבה נוחה



תוכלי להיות רגועה בזמן השאיבה הודות לעיצוב המאפשר ישיבה זקופה במקום לרכון קדימה, כתנוחה שהוכחה קלינית כנוחה לשאיבה\*. על בסיס תוצאות ניסוי קליני למוצר בהשתתפות 20

נבדקות (2019); 90% מהן דיווחו שתנוחת השאיבה נוחה במשאבת חלב חשמלית בודדת; ו-95% דיווחו שתנוחת השאיבה נוחה במשאבת חלב חשמלית כפולה.

## התאמה אישית לפי צרכיך



ניתן לכוונן כל הפעלה באופן מדויק לפי צרכיך בעזרת מגוון רחב של תוכניות גירוי ושאיבה. משאבת החלב שלנו מציעה 8 רמות גירוי ו-16 רמות שאיבה לחוויה מותאמת אישית.

## שאיבה בכל מקום באופן דיסקרטי



ניתן לשאוב בכל עת ובכל מקום הודות למנוע השקט שלנו, בעיצוב דק, שימוש קווי בלבד.

## קל לניקוי ופשוט להתקנה



מערכת השאיבה הסגורה שלנו פירושה שהחלב נשאר מחוץ לצנרת ולכן יש פחות צורך בניקוי. בזכות מיעוט רכיבים גם קל מאוד להתקין מחדש.

## השהיית הפעולה בכל עת



אם תרצי לכוונן את המכשיר או לעשות הפסקה, לחצן הפעלה / השהיה נמצא במרחק לחיצה.

## שמירת תוכניות מועדפות



את כבר יודעת מה את אוהבת? משאבת ההנקה זוכרת אוטומטית את ההגדרות האחרונות. כל שעליך לעשות הוא לשבת וללחוץ על לחצן ההפעלה.

# Specifications

## השמל

V מתח החשמל: 100 - 240

## חומר

חלקים הבאים במגע עם מזון) \*A משאבת חלב: נטול ביספנול (בלבד)

## מה כלול

pcs עם פטמה של 0 מ"ל: 1 סובקבוק בגודל 4  
pcs רפידות הנקה חד פעמיות: 2  
pcs ערכת שאיבה: 1

pcs יחידת מנוע (שימוש קווי בלבד): 1

pcs דיסקיט איטום: 1

pcs שימוש חוטי): 1 Micro-USB מתאם

## פונקציות

כרית רכה וגמישה: גירוי עדין

