



Philips Lumea
Sistema epilazione a luce
pulsata

Per uomo

TT3003/11

Previene la ricrescita

Pelle liscia ogni giorno

Il sistema di epilazione a luce pulsata Lumea Plus TT3003 di Philips utilizza degli impulsi di luce delicati che agendo sulla radice del pelo ne prevengono la ricrescita. I peli cadono in maniera naturale e la ricrescita si blocca. Utilizzandolo ogni due settimane potrai avere una pelle liscia ogni giorno.

Efficace controllo della ricrescita

- Controllo della ricrescita dei peli del corpo

Tecnologia Intense Pulsed Light (IPL)

- Utilizzabile in casa

Zone di applicazione

- Utilizzo sicuro su tutto il corpo

Tipi di pelle e di peli compatibili

- NON adatto a peli di colore rosso, grigio, biondo chiaro e pelle di tipo VI

Lunga durata della lampadina

- Lampadina a lunga durata con autonomia fino a 250.000 impulsi di luce

PHILIPS

Specifiche

Specifiche tecniche

- Assorbimento: 7,5 W
- Voltaggio: 100-240 V
- Tipo di batteria: Agli ioni di litio
- Frequenza: 50-60 Hz
- Livello di intensità della luce: 2 - 6,5 J/cm² (a seconda dell'impostazione selezionata)
- Lampadina ad alte prestazioni: Assicura più di 250.000 impulsi di luce
- Spettro luminoso: >570 nm

Assorbimento

- Voltaggio: 100-240 V
- Tempo di carica: 60 minuti
- Sistema di alimentazione: Batteria ricaricabile
- Tempo di funzionamento: Minimo 370 flash

Accessori

- Custodia: in dotazione
- Panno per la pulizia: in dotazione
- Adattatore/Caricatore CA/CC: in dotazione

Caratteristiche

- 5 impostazioni di intensità della luce: Regolabile in base al tuo tipo di pelle
- filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV
- Spia di "pronto all'uso": Indica la corretta applicazione sulla pelle
- Finestra di applicazione da 4 cm²: Per un risultato perfetto su zone estese del corpo

Accessori inclusi

- Istruzioni per l'uso: Manuale utente completo, Guida rapida

Assistenza

- Garanzia: 2 anni di garanzia

Dati logistici

- Paese di origine: Ungheria

Impostazioni di sicurezza regolabili

- Sistema con anello di sicurezza: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

In evidenza

Tecnologia IPL

Il funzionamento di Philips Lumea è basato sulla tecnologia IPL (Intense Pulsed Light - intensi impulsi di luce) per l'eliminazione dei peli. Adesso, con Lumea questa tecnologia è a tua disposizione, quando e dove vuoi.

Tipi di pelle e di peli compatibili

Philips Lumea è efficace su peli di colore (naturale) biondo scuro, castano e nero. Philips Lumea non è consigliato su peli di colore (naturale) rosso, grigio e biondo chiaro. Philips Lumea NON è adatto a carnagioni molto scure (tipo di pelle VI)

Aree di applicazione sul corpo



La tecnologia Philips IPL per uomo è stata sviluppata con dermatologi esperti per garantire la massima sicurezza, efficacia e delicatezza su braccia, ascelle, spalle, addome, area pubica (eccetto lo scroto), gambe, torace e schiena.

Controllo della ricrescita dei peli del corpo

Philips Lumea per uomo applica delicati impulsi di luce alla radice del pelo. L'effetto che ne consegue è la caduta naturale del pelo e l'inibizione della ricrescita. Ripetendo il trattamento ogni due settimane su ascelle, zona pubica, torace, addome, gambe e schiena, la tua pelle resterà sempre liscia e libera dai peli. Per una maggiore efficacia, radere la zona interessata prima del trattamento con il Bodygroom incluso

La lampadina non necessita di sostituzione



Philips Lumea è dotato di lampadina a lunga durata per un'autonomia di 250.000 impulsi di luce



Data di rilascio
2023-03-02

Versione: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com