


Philips PulseRelief
og selvklæbende
TensRelief 4-elektroder

Passer til PR3840, PR3093,
PR3094

4 elektroder
Patenteret hydrogel-teknologi
Nem magnetfastgørelse



PR3820

For et aktivt liv med færre smerter

Terapi til smertelindring, som er anerkendt af fagfolk

De selvklæbende Philips-elektroder anvender patenteret hydrogel-teknologi til reduktion af hudirritation. Der er 4 i en pakke, som anbefales til brug op til 20 gange. Elektroderne er lette at fastgøre på TENS-enhederne med magnettilslutning.

Patenteret hydrogel-teknologi

- Patenteret hydrogelteknologi til reduktion af hudirritation

Optimeret til brug flere gange

- Anbefales til brug op til 20 gange

Nem fastgørelse vha. magnet

- Nem magnetfastgørelse til tilslutning af TENS-enheder med elektroder

PHILIPS

og selvklæbende TensRelief 4-elektroder

Passer til PR3840, PR3093, PR3094 4 elektroder, Patenteret hydrogel-teknologi, Nem magnetfastgørelse

Specifikationer

Oprindelsesland

- USA

Hvad følger med?

- Selvklæbende elektroder: 4 stk.
- Selvklæbende elektroder, størrelse: 50 x 50 mm

- Multistick®-hydrogel
- Plastpose med forsegling

Sammensætning af hydrogel

- Glycerin, ikke-talg: (Cas.-nr.: 56-81-5)
- Vand: (Cas.-nr.: 28062-44-4)
- Poly(-acrylate) copolymer: (Cas.-nr.: 7732-18-5)

PR3820/00

Vigtigste nyheder

Reducerer hudirritation

Vores elektroder bruger en høj kvalitets patenteret hydrogelteknologi for at minimere hudirritation. Elektroderne er fleksible, så de også kan fastgøres på uregelmæssige kurver.

Anbefalet brug op til 20 gange

Til brug flere gange på forskellige dele af kroppen. Antallet af gange, som elektroderne kan bruges, afhænger af hudtype og brug. Elektroderne kan nemt opbevares i den oprindelige plastpakke til brug næste gang.

Nem fastgørelse

TENS-enhederne kan nemt forbindes til de selvklæbende elektroder ved hjælp af en magnet. Fastgør først de selvklæbende elektroder til kroppen, og fastgør derefter TENS-enhederne via en magnetforbindelse.



Udgivelsesdato
2023-03-02

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 73702 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com