

Philips  
Wake-up Light



HF3451/01

# Inizia bene la tua giornata

La luce che ti sveglia in modo naturale

Wake-up Light ti fa alzare dal letto in maniera semplice e naturale, con l'energia che avresti svegliandoti una mattina d'estate. Il progetto della Wake-up Light si basa su 100 anni di esperienza Philips nell'ambito dell'illuminazione e offre benefici testati scientificamente.

#### **Philips: l'esperto della luce**

- 100 anni di esperienza nell'ambito dell'illuminazione

#### **Effetti benefici garantiti**

- In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici

#### **Intensità della luce**

- 300 Lux per un risveglio naturale

#### **La luce ti sveglia in modo naturale**

- La luce graduale ha un'influenza positiva sugli ormoni dell'energia

# PHILIPS

# Specifiche

## Audio

- Allarme sveglia: segnale acustico non invasivo e un suono della natura (uccelli al mattino)
- Funzione di disattivazione dell'audio: possibilità di togliere l'audio in maniera immediata
- Audio di qualità superiore: 2 W

## Specifiche tecniche

- Voltaggio: 230 V
- Assorbimento: 75 W
- Lunghezza cavo: 3 m
- Isolamento: classe II (doppio isolamento)
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di lampade: 1 lampadina a incandescenza Philips
- Durata delle lampade: 1.000 ore (sostituzione facile)

## Peso e dimensioni

- Dimensioni scatola A: 22,5 x 49,5 x 34,1 (PxLxA) cm
- Dimensioni del prodotto: 13,5 x 20 x 30 (PxLxA) cm
- Peso del prodotto: 1,5 Kg
- Peso scatola F: 2,1 Kg
- Peso scatola A: 7,8 Kg
- Numero di scatole F nella scatola A: 3 pz.
- Quantità in euro: 126 pz.
- Dimensioni scatola F: 16 x 21 x 32 (PxLxA) cm

## Dati logistici

- Codice CTV: 884345101000
- Paese di origine: Cina

## Sicurezza

- Protezione UV: nessuna radiazione UV
- Con certificazione Cenelec

## Semplicità d'uso

- Piedini in gomma antiscivolo
- Pulsante rapido on/off
- Dimensioni compatte: richiede poco spazio sul comodino (13,5x20 cm)
- Pulsante snooze per l'audio: 9 minute(s)
- Funzione di controllo veloce (90 sec.): controlla quando viene l'alba domani/livello sonoro in 90 sec.
- Funzione di emergenza in caso di mancanza di elettricità: 5 minute(s)

## Apparecchio Medicale

- Effetti benefici garantiti: con certificazione di conformità alla direttiva per i dispositivi medici

## Spia luminosa

- Lampadina Wake-up Light con spettro naturale della luce: 75 W
- Luce per una lettura agevole: 300 Lux a 40-50 cm
- Processo di simulazione dell'alba (0-: 30 minute(s)
- Regolatore di intensità luminosa: 0-300 Lux a 40-50 cm
- Funzione di attivazione/disattivazione della luminosità

## Display

- Display LCD di facile lettura: 50x50 mm
- Controllo della luminosità del display: 3 impostazioni (spento, medio, alto)

# In evidenza

## La luce ti sveglia in modo naturale



La luce aumenta gradualmente di intensità 30 minuti prima dell'orario impostato per la sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi, influisce in maniera positiva sugli ormoni dell'energia preparando il tuo corpo al risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più naturale.

## Intensità della luce fino a 300 Lux



La sensibilità alla luce cambia da persona a persona. Di solito, quando la luce è più intensa, una persona impiega meno tempo a svegliarsi completamente. L'intensità luminosa della Wake-up Light può essere impostata fino a un massimo di 300 Lux. In questo modo, ciascuno può scegliere l'intensità della luce più consona al proprio risveglio.

## Philips: l'esperto della luce

Philips è un'azienda leader a livello mondiale nel campo delle tecnologie dell'illuminazione. Grazie alla sua esperienza centenaria nel settore, Philips conosce la luce e i suoi effetti sul corpo umano. La Wake-up Light riunisce tutta questa esperienza in un prodotto importante, tecnologicamente avanzato e facile da usare, che contribuirà al benessere di molti.

## In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici



Questo dispositivo assicura effetti benefici alla salute in conformità alla Direttiva Dispositivi Medici.



Data di rilascio  
2023-03-02

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)