

Philips
EnergyLight



HF3308/01

Ricaricati di energia

come in un giorno d'estate

Speciale lampada che offre luce ed energia in qualsiasi stagione e che si adatta perfettamente alla vita di tutti i giorni.

Sicura

- Protezione UV

Effetti benefici garantiti

- In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici

30 minuti al giorno per ricaricarsi

- Lampade EnergyLight Philips originali


Facile da spostare in base alle esigenze personali

- Angolo regolabile

PHILIPS

In evidenza

Lampade EnergyLight Philips originali



Il sistema EnergyLight è dotato di lampade EnergyLight Philips originali in grado di produrre tutta l'intensità e la qualità dei raggi di luce naturale. In effetti, è in grado di produrre fino a 10.000 lux senza bagliori o luccichii. Prova EnergyLight per soli 30 minuti al giorno (anche non consecutivi) a una intensità di 10.000 lux e noterai un miglioramento nel tuo livello energetico e forma psicologica dopo soli 5 giorni.

Angolo regolabile



L'apparecchio può essere posizionato con varie angolazioni per un utilizzo più semplice.

Protezione UV



EnergyLight utilizza l'intera gamma di luce naturale in conformità agli standard di sicurezza europei. Grazie alla protezione con filtro UV, EnergyLight è garanzia di sicurezza.

In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici



Questo dispositivo assicura effetti benefici alla salute in conformità alla Direttiva Dispositivi Medici.

Specifiche

Specifiche tecniche

- Assorbimento: 72 W
- Lunghezza cavo: 3 m
- Isolamento: Classe II (doppio isolamento)
- Frequenza: 50/60 Hz
- Voltaggio: 220/230
- Tipo di lampade: Philips EnergyLight 2 PL-L 36W
- Durata delle lampade: 10.000
- Tipo di regolatore: HF-K 236TLD (alta frequenza)
- Regolatore di frequenza: 42.000 kHz

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto: 33 x 57 x 18 (L x A x P) cm
- Peso del prodotto: 3,5 Kg
- Quantità in euro: 30 (Regno Unito 39) pz.
- Dimensioni scatola F (= scatola A): 36 x 62,2 x 21,5 (L x A x P) cm
- Peso scatola F (= scatola A): 4,4 Kg

Dati logistici

- Codice CTV: 884330801000
- Paese di origine: Germania

Sicurezza

- Protezione UV: massima protezione grazie al filtro UV
- Senza sfarfallio: regolatore di frequenza contro i disturbi
- Con certificazione Cenelec

Semplicità d'uso

- Protocollo utente sul prodotto: Indica la durata consigliata a certe distanze
- Pulsante on/off

30 minuti al giorno per avere più energia

- Philips EnergyLight originale: lampade: 10.000 lux a 20 cm, 2.500 lux a 60 cm

Posizionamento facile

- Angolo regolabile: 20 gradi
- Dimensioni compatte: 18x33 (PxL) cm

Indicatore di soddisfazione

- 94% di clienti soddisfatti

Apparecchio Medicale

- Effetti benefici garantiti



Data di rilascio
2023-03-02

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com