


Philips
Profesionalus televizorius

Nuotolinis valdymas

22AV1604B



Sveikatos priežiūros įstaigoms skirtas nuotolinio valdymo pultas

Higieniškas ir lengvai valomas

Šis „Philips Professional“ nuotolinio valdymo pultas skirtas naudoti sveikatos priežiūros įstaigose, yra paprastas, turi spalvotus mygtukus ir lengvai valomą paviršių.

Paprasta naudoti. Paprasta matyti.

- Viršutinį paviršių galima valyti alkoholiu
- Baltas dizainas sveikatos priežiūros įstaigų aplinkai

Apsimokantis, saugus sprendimas

- Priveržiamas baterijų skyriaus dangtelis
- Televizoriuje rodomas senkančių baterijų aptikimo pranešimas

Išmanesnis dizainas

- Universalus nuotolinio valdymo pulto nustatymų atmintis

PHILIPS

Specifikacijos

Viešbučiams pritaikytos funkcijos

- Nuotolinis valdymas: Suderinamas su universaliu nuotolinio valdymo pultu, Suderinama su „Studio“ / ES / MS / „Sig“, „PrimeSuite“, Nuotolinio valdymo pulto baterijų skyriaus dangtelio užraktas, Pritaikytas kabelio juostai, Senkančios baterijos nustatymas

Baterija

- Tipas: 2 x AAA (nepriedamos)

Matmenys

- Gaminio matmenys (P x A x G): 203 x 48 x 20 mm

Ypatybės

Galima valyti viršutinį paviršių

Šio „Philips Professional“ nuotolinio valdymo pulto viršutinis paviršius yra plokščias, jį galima lengvai nuvalyti alkoholiu. Be to, plokščias paviršius yra higieniškas. Nėra iškilių mygtukų – nėra plyšių mikrobams veisti.

Baltas dizainas sveikatos priežiūros įstaigoms

Baltas dizainas ir užapvalinti kraštai suteikia šiam nuotolinio valdymo pultui švarią, patogią išvaizdą, puikiai tinkančią naudoti sveikatos priežiūros įstaigose. Pagrindiniai mygtukai yra spalvoti ir patogiai išdėstyti, kad būtų lengva valdyti.

Priveržiamas baterijų skyriaus dangtelis

Baterijų skyriaus dangtelis priveržiamas varžtu, taip užtikrinama, kad baterijas gali išimti ar pakeisti tik darbuotojai.

Senkančių baterijų aptikimas

Kai „Philips Professional“ nuotolinio valdymo pulto baterijos beveik išsenka, televizoriaus ekrane parodomas pranešimas. Galite pakeisti baterijas anksčiau, nei tai turės įtakos veikimui.

Universalaus nuotolinio valdymo pulto nustatymų atmintis

Pakeitus baterijas nustatymai išliks lygiai tokie patys. Universalus nuotolinio valdymo pultas išsaugo konfigūraciją ilgalaikėje atmintyje, kad būtų paprasta atlikti techninę priežiūrą.

