

Philips
Télécommande



22AV1109H

Télécommande pour milieux médicaux

Surface supérieure nettoyable à l'alcool.

Cette télécommande est assortie au design des modèles de téléviseurs EasySuite, PrimeSuite, MediaSuite et Signature 2012/2013. Avec son design élégant, son détecteur de batterie faible et son verrou antivol, elle est idéale tant pour les patients que pour le personnel.

Conception spéciale pour milieux médicaux

- Surface supérieure nettoyable à l'alcool
- Fonction Télécommandes multiples évitant toute interférence avec d'autres téléviseurs
- Touches d'accès direct pour MyChoice et Smart TV
- Design blanc pour milieux médicaux
- Dispositif antivol pour la trappe des piles
- Détection de batterie faible

PHILIPS

Points forts

Détection de batterie faible

Un message s'affiche à l'écran lorsque les piles sont presque vides. Elles sont remplacées par le personnel de l'hôtel pour un plus grand confort de vos clients.

Touches d'accès direct

Accès direct à MyChoice et Smart TV grâce à une touche directe de la télécommande.

Télécommandes multiples

Grâce à la fonction Télécommandes multiples, chaque télécommande ne contrôle qu'un seul téléviseur. Il peut y avoir jusqu'à 14 téléviseurs différents dans une même pièce sans que les télécommandes ne causent d'interférences.

Antivol pour piles

La trappe des piles peut être verrouillée à l'aide d'une vis pour éviter que les clients n'emportent les piles.

Surface supérieure nettoyable

Surface supérieure facile à nettoyer à l'alcool

Design blanc

Design blanc aux angles arrondis, pour une apparence plus sympathique dans les milieux médicaux.

Caractéristiques

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
203 x 48 x 17 mm



Date de publication
2024-04-04

Version: 1.2.3

EAN: 87 12581 69264 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com