



Philips Avent
Tapa

Tapa de diafragma de silicona
Blanco

CP2078/01

Conectan las distintas piezas del extractor de leche

Encuentra productos a juego en la pestaña de especificaciones

Esta tapa conecta el cuerpo del extractor de leche a la unidad motora. Es adecuada para el extractor eléctrico: el paquete incluye una tapa.

PHILIPS

Especificaciones

Piezas de repuesto

- Se ajusta a los tipos de producto: SCF301/01

SCF301/02 SCF301/03 SCF301/04 SCF301/05
SCF303/01 SCF303/02



Fecha de emisión
2023-03-08

Versión: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.

www.philips.com