



Philips Avent
Tappo

Tappo con membrana in silicone
Bianco

CP2078/01

Collega diverse parti del tiralatte

Trova prodotti corrispondenti sulla scheda delle specifiche

Il cappuccio secondario collega il corpo del tiralatte all'unità motore. È adatto al tiralatte elettrico. La confezione contiene un cappuccio.

PHILIPS

Tappo
Tappo con membrana in silicone Bianco

CP2078/01

Specifiche

Parti sostituibili

• Compatibile con i modelli: SCF301/01 SCF301/02

SCF301/03 SCF301/04 SCF301/05 SCF303/01
SCF303/02



Data di rilascio
2023-03-08

Versione: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com