

Philips Philips Avent
Houder voor membraan

Wit
Borstkolven

CP1970/01



Creëert het vacuüm dat nodig is voor het kolven

Controleer hieronder op compatibiliteit

De houder verbindt het handvat met de pomp, waardoor het membraan kan bewegen om het vacuüm te creëren. Hierdoor begint de melk te stromen.

PHILIPS

Specificaties

Vervangbare onderdelen

• Geschikt voor producttypen: SCF430/01 SCF430/

03 SCF430/10 SCF430/13 SCF430/15 SCF430/16
SCF430/20 SCF430/30 SCF441/01



Publicatiedatum
2024-07-25

Versie: 6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com