

# PHILIPS

## Dobbel elektrisk brystpumpe

SCF396



## Inspirert av baby, laget for mødre overalt

Stig inn i en ny æra med en perfekt balanse mellom suge- og brystvortestimulering inspirert av den naturlige måten babyer drikker på. Den elektriske Philips Avent-brystpumpen tilpasser seg brystvortestørrelsen og -formen og gjør at melken flyter optimalt.

### Tilpasset og enkel å bruke

- Isolasjonsveske inkludert
- Få deler og intuitivt oppsett
- Pause-/avspillingsfunksjon
- Minnefunksjon
- Stillegående motor for en diskret opplevelse hvor som helst
- Tilpasset opplevelse, 8 + 16 innstillingsnivåer

### Skånsom og komfortabel

- Myk og tilpasningsvennlig silikonpute
- Pump uten å lene deg fremover

### Pumper raskt, mer melk på mindre tid\*


- Naturlig bevegelsesteknologi for rask melkeflyt\*

### Oppladbart batteri og tidtakerskjerm

- Oppladbart batteri for pumping på farten
- Skjerm for å spore tidsbruk


# Høydepunkter

## Rask melkeflyt\*



Pump mer melk på kortere tid\* med en pute som stimulerer brystet og suger melk som en baby. Den justerer seg sømløst fra stimuleringsmodus til pumpemodus' og bruker den riktige mengden brystvortestimulering og suging for maksimal melkeflyt. Basert på resultater av starttidspunktet for melkeflyten (tid til melkeutskillelsesrefleks – MER (Milk Ejection Reflex)).\*

## Tilpasser seg brystvorten



Vi er alle forskjellige. Det er derfor silikonputen bøyer og tilpasser seg skånsomt etter brystvorten din. Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser\* (opptil 30 mm).

## Sitt komfortabelt



Slapp av mens du pumper, takket være et design som gjør at du kan sitte oppreist i stedet for å måtte lene deg fremover. Det er ingen grunn til å lene seg fremover med en klinisk bevist komfortabel pumpestilling.\* Basert på resultater fra kliniske studier av

produktet med 20 deltakere (2019). 90 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (enkel elektrisk). 95 % av deltakerne syntes at pumpestillingen var komfortabel (dobbel elektrisk).

## Tilpasset dine behov



Finjuster hver økt til dine behov med et bredt utvalg av innstillinger for stimulering og pumping. Brystpumpen vår har 8 stimuleringsnivåer og 16 pumpenivåer for en tilpasset opplevelse.

## Pump hvor som helst på en diskret måte



Pump når og hvor som helst, takket være den stillegående motoren vår med en slank design.

## Kan enkelt brukes på farten



Pump når du er på farten uten å måtte bekymre deg om strømforsyningen. Det oppladbare batteriet leveres med en mikro-USB-adapter og varer i opptil tre økter på én enkelt lading.

## Enkel rengjøring og montering



Systemet vårt med lukket pumpe gjør at melken ikke havner i rørene, slik at det er mindre å rengjøre. Færre deler gjør den også enkel å sette sammen igjen.

## Lagre favorittinnstillingene dine



Hva foretrekker du? Brystpumpen husker de siste innstillingene automatisk, slik at det eneste du trenger å gjøre, er å sette deg ned og trykke på start.

## Spor pumpetiden

Spor hvor lenge du pumper på hvert bryst og den totale pumpetiden med den digitale tidtakerskjermen.

## Du kan stanse avspillingen når du vil



Hvis du må justere eller ta en pause, er start/pause-knappen alltid lett tilgjengelig.

# Spesifikasjoner

## Følgende er inkludert:

Pumpesett: 1 deler

Mikro-USB-adapter: 1 deler

Motorenhet (oppladbar): 1 deler

Forseglingsplate: 1 deler

Melkeposer: 5 stk.

Reiseetui: 1 del

## Drift

Nettspenning: 100V - 240 V

