

Philips Avent  
Fedél

Szilikon membránkupak  
Fehér

CP2078/01



## A mellszívó különböző részeit köti össze

Találja meg kapcsolódó termékeinket a termékjellemezők fölön

Ez a kivezetősapka a mellszívó házat és a motoregységet kapcsolja össze. Elektromos mellszívókhoz használható. A csomagban egy kivezetősapka található.

**PHILIPS**

# Műszaki adatok

## Cserélhető alkatrészek

- A következő terméktípusokhoz: SCF301/01

SCF301/02 SCF301/03 SCF301/04 SCF301/05  
SCF303/01 SCF303/02



Kiadás dátuma  
2023-03-16

Verzió: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)