



Philips Avent
Deksel

Siliconen membraankap
Wit

CP2078/01

Verbinding tussen verschillende delen van de borstkolf

Bijpassende producten vind je op het specificatietabblad

Dit kapje verbindt de borstkolfbehuizing met de motorunit. Het is geschikt voor de elektrische borstkolf. Bij dit pakket wordt één kap meegeleverd.

PHILIPS

Specificaties

Vervangbare onderdelen

- Geschikt voor producttypen: SCF301/01 SCF301/

02 SCF301/03 SCF301/04 SCF301/05 SCF303/01
SCF303/02



Publicatiedatum
2023-03-16

Versie: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom
van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve
eigenaren.

www.philips.com