

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

ProtectiveClean
5100

Sisäänrakennettu paineanturi

3 harjaustilaa

BrushSync-ominaisuus

ja puhdistuslaite



HX6850/57



Valkoisemmat hampaat hellävaraisesti. Valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.

Paineanturin ansiosta sähköhammasharja puhdistaa hellävaraisesti. Saat valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Valkoisemmat hampaat viikossa

Suunniteltu sinua varten

- Tukea huolelliseen harjaukseen
- Helppo ottaa mukaan matkalle
- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

Innovatiivinen tekniikka

- Varoittaa, jos painat liian kovaa
- Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka
- Yhdistää älykkään hammasharjan ja älykkäät harjaspäät

Optimaalinen harjaustulos

- Valitse kolmen tilan välillä

Kills germs on brush heads

- UV-puhdistuslaite tappaa jopa 99 % bakteereista ja viruksista***


Kohokohdat

Luonnollisesti valkoisemmat hampaat



Paina W-nappia DiamondClean -harjaspäässä poistaaksesi pintavärjätymät ja tuo esiin valkoisen hymysi. Tiheästi keskelle asetetut värjätymien poistoharjukset vaalentavat todistetusti hampaasi jo yhdessä viikossa.

Kolme tilaa



Tämän hammasharjan kolme tilaa mahdollistavat haluamasi puhdistuksen. Clean-tila on vakiovaruste erinomaiseen puhdistukseen, White-tila on täydellinen pintavärjätymien poistoon ja Care-tila lisää puhdistukseen yhden kevyemmän puhdistuksen lisäminuutin, jotta voit hieroa ikeniä.


Sisältää UV-puhdistuslaitteen



Philipsin UV-puhdistuslaite pitää Sonicare-harjaspäät puhtaina. Aseta yksi tai kaksi harjaspäätä laitteen sisään ja paina painiketta.

Kaikki on valmiista 10 minuutissa. Laite tappaa jopa 99 % bakteereista ja viruksista – ilman kemikaaleja.**

Seuraa harjausvoimaa



Liian kova harjaaminen voi vahingoittaa hampaita ja ikeniä. Tämän ehkäisemiseksi Philips Sonicare ProtectiveClean ilmoittaa liiallisesta voimasta äänimerkillä.

BrushSync-tekniikka




Mikrosirutekniikan ansiosta älykäs hammasharja havaitsee ja synkronoi älykkäät harjaspäät tehokkaaksi yhdistelmäksi, joten voit hyödyntää älykkäitä vaihtomuistutuksia.

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

Kätevät ajastimet



Tarvitsetko sähköhammasharjan, jossa on ajastin? QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt riittävän ajan suun eri osien puhdistamiseen, ja Smartimer puolestaan ilmoittaa, kun suositeltu kahden minuutin harjausaika on kulunut.

Philips Sonicare -tekniikka



Philips Sonicare -hammasharjan edistynyt Sonic-tekniikka ohjaa veden hammasväleihin, ja harjausliike irrottaa plakkia tehokkaasti päivittäisessä puhdistuksessa.

Kätevä kuljetuslaukku ja laturi



Ensiluokkaisessa kuljetuskotelossa säilytät hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen latausalusta huolehtii virransaannista matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten latausalusta on tarpeen lähinnä pitkillä matkoilla.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää**

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta/harmaa

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Harjaspään tunnistus: Synkronoidaan

optimaalisen tilan kanssa

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Kahva: 1 ProtectiveClean

Harjaspäät: 1 x W2 Optimal White

Kuljetuskotelo: 1

UV-puhdistuslaite: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Tappaa jopa 99 % bakteereista, ja viruksia***

Terveysedut: Auttaa vähentämään reikiä

Valkaiseva ominaisuus: Valkoisemmat hampaat yhdessä viikossa

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Puhdistuslaite: Sonicare-hammasharjan puhdistamiseen, harjaspäät, Sammuu automaattisesti, 10 minuutin puhdistus, Helppo ja turvallinen käyttää, yhdellä painikkeen painalluksella, Sisäänrakennettu, Sonicare-hammasharja, laturi**

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

