

PHILIPS



Dispositivo de depilación
IPL con SenseIQ

Lumea IPL Serie 8000
Prestige

Sensor SmartSkin

1 accesorio inteligente: cuerpo

Aplicación Lumea IPL

Uso con cable



BRI940/00

A tu medida con SenseIQ

Disfruta de una piel suave como la seda durante 12 meses*

Disfruta de un tratamiento rápido y personalizado con Lumea IPL Serie 8000 Prestige. Tecnología SenseIQ con accesorios inteligentes y aplicación Lumea IPL para conseguir una piel suave durante más tiempo.

Suavidad y eficacia para conseguir una piel sedosa por más tiempo

- Realice el tratamiento solo 2 veces al mes para obtener resultados rápidos
- Desarrollado con dermatólogos para ser fácil y efectivo
- Cable extralargo para una mayor flexibilidad durante el tratamiento

Solución para el cuerpo

- Adecuado para la mayoría de tonos de piel y colores de vello
- Solución para el cuerpo con un accesorio inteligente

Tratamiento personalizado IPL para eliminar el vello

- Suavidad y comodidad con SenseIQ
- Optimiza tu rutina con la app Philips Lumea IPL

Lumea IPL Serie 8000 Prestige

Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

Destacados

2 veces al mes para obtener resultados rápidos



Para empezar, sesiones cada dos semanas (la mitad de tratamientos que otras marcas), seguido de un retoque una vez al mes: eso es todo. Depilar ambas piernas solo requiere 8,5 minutos.

Tecnología SenseIQ



Lumea serie 8000 dispone de cinco ajustes de luz fácilmente ajustables. Nuestro sensor SmartSkin lee el tono de tu piel y te ayuda a encontrar el ajuste más cómodo. Los accesorios inteligentes adaptan el tratamiento a cada zona del cuerpo.

Cable extralargo



Es cómodo de usar gracias a su cable extralargo que facilita el acceso y la maniobrabilidad.

1 accesorio inteligente



El accesorio especialmente diseñado está curvado hacia dentro para conseguir un contacto con la piel óptimo al tratar zonas grandes como las piernas. Cuando se conecta, se activa un programa personalizado.

Desarrollado junto con dermatólogos



Como líderes en la tecnología sanitaria, en Philips han desarrollado Lumea IPL consultándolo con dermatólogos, para un uso

BRI940/00

fácil y efectivo en la seguridad de tu hogar. Derivado de la tecnología utilizada en los salones profesionales, Lumea IPL ofrece un tratamiento suave, incluso en zonas sensibles.

Aplicación Philips Lumea IPL



Nuestra aplicación de asesoramiento gratuita te ayuda a planificar y cumplir tu programa de tratamiento, y te guía paso a paso en cada sesión. Descargada por más de 2,1 millones de usuarios.

Para la mayoría de tipos de piel y vello



IPL necesita contraste entre el pigmento del color del vello y el pigmento del tono de la piel, por lo que funciona con vello natural rubio oscuro, castaño y negro, así como con tonos morenos de piel, de normal a oscuro (I- V).

Lumea IPL Serie 8000 Prestige

Dispositivo de depilación IPL con SenseIQ

BRI940/00

Especificaciones

Especificaciones técnicas de los accesorios

Accesorio para tratamiento del cuerpo: Forma: curva convexa, Tamaño de la ventana: 4,1 cm², Tratamiento personalizado para el cuerpo: piernas, brazos y abdomen

Seguridad y posiciones ajustables

Filtro UV integrado: Protege la piel de los rayos UV

Cinco posiciones de energía de luz: Se adapta a tu tipo de piel

Sistema de seguridad integrado: Evita que se

produzcan pulsaciones de luz accidentales

Sensor de tono de piel: Detecta tu tono de piel

Sensor SmartSkin: El ajuste adecuado a petición

Modo de aplicación

Deslizamiento y flash: Para aplicación rápida

Sello y flash: Para el tratamiento de zonas pequeñas

Uso con/sin cable: Uso con cable

Especificaciones técnicas

Tensión: 100-240 V

Bombilla de alto rendimiento: Diseño duradero, proporciona 450.000 pulsos, equivalente a 39 años de vida útil de la lámpara**

Servicios

Garantía: 2 años de garantía completa y 1 año adicional de garantía al registrar el producto en 90 días

Piezas incluidas

Instrucciones de uso: Manual del usuario

Almacenamiento: Funda de belleza

Adaptador: 19,5 V/4000 mA

Tiempo de aplicación

Axilas: 2,5 minutos

Línea del bikini: 2 min

Medias piernas: 8,5 min.

