

# PHILIPS

Silikonemembran til  
brystpumper

CP9914



## Til at skabe undertryk i brystpumpen.

Find matchende produkter på fanen [Specifikationer](#)

Denne silikonemembran skaber undertryk i den elektriske brystpumpe.

**Brugervenlige reservedele fra Philips**

- Forny let dit produkt med originale reservedele fra Philips

## Vigtigste nyheder

### **Nem udskiftning af produktdele**

Fra tid til anden har dit produkt behov for en ansigtsløftning, men aldrig før har det været nemmere takket være reservedele til

forbrugerprodukter fra Philips til fornyelse af dine produkter. Dette garanteres alt sammen med Philips' kvalitet.

