

PHILIPS

AVENT

Butelka dla
niemowląt

Responsywna
butelka Natural

1 butelka

260 ml

Responsywny smoczek Natural

1m+



SCY903



Rewolucja w karmieniu butelką

Dziecko ssie, przełyka i oddycha we własnym rytmie, jak przy piersi

Zaprojektowaliśmy smoczek butelki by działał jak pierś mamy, aby ułatwić łączenie karmienia piersią i butelką i wspierać unikalny, instynktowny rytm ssania Twojego dziecka. Mleko uwalniane jest tylko wtedy, gdy dziecko aktywnie ssie. Gdy przestaje, aby przełknąć i odetchnąć, pokarm również przestaje płynąć.

Łatwe łączenie karmienia piersią i butelką

- Smoczek umożliwia wypływanie mleka tylko w momencie aktywnego ssania przez niemowlę.
- Naturalne przysysanie dzięki smoczkowi w kształcie sutka

Inne zalety

- Specjalna budowa smoczka zapobiegająca kapaniu chroni przed rozlewaniem się mleka

Inne zalety

- Łatwa do trzymania, nawet przez małe rączki
- Łatwe używanie, mycie i składanie
- Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwyczać
- Wybierz odpowiednią prędkość wypłymania pokarmu dla swojego dziecka
- Zgodność z innymi produktami Philips Avent
- Responsywne smoczki i butelki Natural nie zawierają bisfenolu A*

Nakładka antykolkowa nie pozwala powietrzu trafić do brzuszka

- Zaprojektowana, aby ograniczać kolkę i dyskomfort

Zalety

Smoczek Natural Response


Smoczek Natural Response wspiera naturalny rytm karmienia niemowlęcia, ułatwiając łączenie karmienia piersią i butelką. Smoczek wyposażony jest w unikatowy otwór, który powoduje wypływanie mleka wyłącznie w momencie aktywnego ssania przez niemowlę. Dzięki temu gdy dziecko przestaje ssać, aby nabrać powietrza, mleko również przestaje płynąć.

Naturalne przysysanie



Szeroki, miękki i elastyczny smoczek naśladuje kształtem i fakturą kobiecą pierś, pomagając dziecku przysssać się i spokojnie pić.

Znajdź smoczek z odpowiednim przepływem



Każde dziecko je w inny sposób i w swoim własnym tempie. Projektując smoczek, uwzględniliśmy różne prędkości wypływania pokarmu, dzięki czemu można z powodzeniem znaleźć tę idealnie dopasowaną do potrzeb dziecka i dostosować butelkę do jego indywidualnych wymagań. Wszystkie smoczki Natural Response wykonano z miękkiego silikonu.

Smoczek zapobiegający kapaniu



Otwór smoczka został skonstruowany tak, aby mleko wypływało tylko wtedy, gdy dziecko ssa. Dzięki temu można mieć pewność, że mleko nigdzie się nie rozleje.

Zaworek antykolkowy



Zaworek antykolkowy utrzymuje powietrze z dala od brzuszka dziecka podczas karmienia, ograniczając kolkę i dyskomfort.

Łatwe użytkowanie i mycie



Szeroka szyjka butelki ułatwia napełnianie i czyszczenie. Produkt składa się z zaledwie kilku części, dzięki czemu montaż jest szybki i prosty.

Wygodne trzymanie




Ergonomiczną butelkę łatwo się trzyma pod dowolnym kątem, co zapewni maksymalny komfort podczas karmienia. To wygoda zarówno dla dorosłych rąk, jak i małych rączek niemowlęcia.

Bez bisfenolu A*



Butelki i smoczki Philips Avent Natural zostały wykonane z materiału niezawierającego bisfenolu A*.

Poczekaj cierpliwie — dziecko musi się przyzwycząć



Nasze nowe butelki dla niemowląt Natural Response różnią się od butelek charakteryzujących się swobodnym wypływaniem pokarmu. Podobnie jak w przypadku karmienia piersią, przyzwyczajenie się do picia z tej butelki może wymagać kilku prób, co jest w pełni naturalne.

Dane techniczne

Materiał

Smoczek: Silikon, Bez bisfenolu A*

Zawartość zestawu

Butelka dla niemowląt 260 ml: 1 szt.

Smoczek 1m+: 1 szt.

Smoczek

Prędkość wypływu: Średni wypływ

Funkcje

Zaworek antykolkowy

Smoczek: Bardzo miękki i elastyczny smoczek

Smoczek: Innowacyjna konstrukcja - smoczek

reaguje na ssanie dziecka

Właściwości smoczka: Naturalne przysysanie, Zabezpieczenie przed kapaniem, Miękki i elastyczny, Zaworek antykolkowy

