

Philips Breast Pumps
Pernă de masaj pentru
pompa de sân

Transparent

Pompe pentru sân
Pompă de sân unilaterală și
bilaterală
O dimensiune, conceput pentru a
se potrivi mameloanelor până la
30 mm



CP0054/01

Stimulează producția de lapte

Verifică compatibilitatea mai jos

O pernă moale și adaptivă din silicon pentru pompa de sân, concepută să stimuleze debitul de lapte. Are o mărime și este concepută pentru a se potrivi tuturor mameloanelor până la 30 mm.

Ușurința utilizării pieselor de schimb Philips

- Reînnoiește-ți cu ușurință produsul cu piese originale Philips

PHILIPS

Pernă de masaj pentru pompa de sân

Transparent Pompe pentru sân, Pompă de sân unilaterală și bilaterală, O dimensiune, conceput pentru a se potrivi mameloanelor până la 30 mm

Specificații

Piesă înlocuibilă

- Se potrivește la tipurile de produs: SCD395

SCD430 SCF391 SCF392 SCF393 SCF394 SCF395
SCF396 SCF397 SCF398 SCF430 SCF441

CP0054/01

Repere

Reînnoire ușoară componentelor produsului

Din când în când, produsul tău are nevoie de o actualizare. Reînnoirea produsului nu a fost niciodată mai simplă ca acum, mulțumită pieselor de schimb Philips concepute pentru a fi înlocuite de consumator. Toate acestea, cu calitatea Philips garantată.



Data apariției 2023-10-31

Versiune: 7.7.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com