

PHILIPS

2100 儿童型

Sonic electric
toothbrush

2 种模式

2 支牙刷头

HX2432/01



高效清洁，温柔呵护，儿童专用 儿童系列电动牙刷

飞利浦 Sonicare 2100 儿童型是一款儿童专用电动牙刷，适合 4 岁及以上的儿童使用。它能最大限度地去除牙菌斑并温和护理牙龈，采用声波技术，其有趣的闪耀图形可帮助儿童找到刷牙的乐趣。

为成长中的牙齿保驾护航

- 较小的 TPE 刷头，专为儿童设计

高效而轻柔地进行清洁

- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
- 专为带来比手动牙刷更好的清洁效果而设计*
- 2 种儿童友好电动模式可提供轻柔、有效的清洁。

专为儿童建立正确的刷牙习惯而设计

- 有趣的闪耀和气泡图形设计
- KidPacer 可鼓励孩子有效刷牙

产品亮点

有趣的闪耀和气泡式设计

可爱的牙刷柄设计可使孩子享受刷牙的体验。

KidPacer

在牙医建议的 2 分钟刷牙时间里，KidPacer 可鼓励孩子有效地刷洗整个口腔。

飞利浦的声波技术

飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

轻柔清洁刷头



较小的 TPE 刷头专为儿童设计，刷毛柔软纤细，有助于保护正在生长的牙齿和稚嫩的牙龈。

有助于减少牙菌斑



更有效地去除牙菌斑和清洁后牙；使用这款牙刷每天刷牙两次，有助于减少牙菌斑。

2 种儿童友好电动模式



专为儿童设计：清洁和轻柔模式，比成人 Sonicare 2100 系列温和 40%-60%。对牙齿和牙龈安全、温和，适合 4 岁以上儿童

规格

功率

电压: 110-220 伏, 5 伏直流电

技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周

电池类型: 锂离子

设计和外观

颜色: 星空蓝

服务

保修: 2 年有限保修

操作简易

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

牙刷头系统: 便捷的卡入式刷头

刷牙时间: 1 次充满可用长达 2 周

包含

刷头: 2 种轻柔清洁模式, 适合儿童

充电器: 1

手柄: 1 个 2100 系列儿童用牙刷柄

清洁效能

速度: 高达 30,000 次刷头移动/分钟

模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

温和: 温和地清洁牙齿和牙龈

