

PHILIPS

sonicare

Потужна зубна
щітка із SenseIQ

DiamondClean
Prestige 9900

Винятковий догляд,
налаштований персонально
для вас із SenseIQ усуває до 20
разів більше зубного нальоту

Датчик тиску та датчик тертя зі
світловим індикатором та
таймери контролю часу
чищення

5 режимів роботи та 3
інтенсивності

Застосунок Sonicare зі штучним
інтелектом

HX9992/42



Винятковий догляд, персоналізований для вас із SenseIQ

Sonicare 9900 Prestige із технологією SenseIQ – це наша найбільш удосконалена потужна зубна щітка. Вона підсилює нашу ефективну звукову технологію за допомогою штучного інтелекту, що визначає й адаптує чищення для комплексного й завжди належного догляду.

Створено для вас

- Елегантна та компактна конструкція

Завжди робіть усе правильно за допомогою SenseIQ

- Адаптується до вас у реальному часі, коли ви чистите надто інтенсивно
- Звіти про перебіг чищення в реальному часі
- Технологія SenseIQ визначає, адаптується й піклується
- Визначає ваш стиль чищення
- Інтуїтивно піклується про зуби та ясна

Персоналізоване чищення без компромісів

- Універсальна насадка для щітки для повного догляду
- Персоналізовані вказівки додатка Philips Sonicare
- Звукове чищення: майстер-клас з ефективного чищення

Високоякісні аксесуари

- Легке заряджання за допомогою підставки та платформи в мінімалістському стилі
- Лімітований USB-чохол темно-синього кольору для елегантних подорожей

Основні особливості

Легке заряджання


Коли потрібно зарядити зубну щітку, просто поставте її на зарядну платформу. Вона ідеально підкреслює чіткий, сучасний дизайн зубної щітки.

Адаптується до вас у реальному часі



Під час чищення більшість із нас надто сильно тисне. Саме тому наша зубна щітка автоматично регулює інтенсивність, коли ви тиснете надто сильно. Завдяки безкоштовному додатку Philips Sonicare ви можете користуватися спеціальними вказівками та персоналізованими порадами для переходу до нового рівня чищення.

Універсальна насадка для щітки для повного догляду



Отримайте ідеальне очищення без компромісів з універсальною насадкою для щітки A3 Premium. Наша найкраща насадка має вигнуті щетинки для видалення до 20 разів більшої кількості нальоту навіть у важкодоступних місцях*. Трикутні кінчики видаляють до 100% більше плям менш ніж за два дні***. Довші щетинки глибоко чистять біля ясен, допомагаючи яснам стати до 15 разів здоровішими**. І все це без необхідності зміни різних насадок для щітки. Чи відомо вам, що насадки для щітки стають менш ефективними через 3 місяці використання? Наша функція BrushSync™ може нагадати вам про необхідність заміни.

Персоналізовані вказівки застосунку Philips Sonicare



Застосунок Philips Sonicare підтримується штучним інтелектом і працює у гармонії із зубною щіткою. Використовуйте його для чищення із вказівками щодо натиску, руху, охоплення поверхні, тривалості та частоти в реальному часі. Переглядайте звіти успішності за днем, тижнем, місяцем і роком. Отримуйте персоналізовані рекомендації та дієві кроки для кращого чищення. Функція автоматичної синхронізації забезпечує оновлення даних у застосунку навіть тоді, коли ви не використовуєте його під час чищення.

Елегантна та компактна



Використання Sonicare 9900 Prestige – це про велику технологію зі стилем та компактними розмірами. Ця розкішна зубна щітка на 18 мм коротша за DiamondClean і має високоякісні матеріали, що робить її приємною для очей і на дотик.


Звукове чищення: майстер-клас з ефективного чищення



Усувайте наліт за допомогою звукової технології – нашого еталона, що забезпечує ефективне й лагідне чищення. Під час


чищення до 62 000 рухів щетинок та динамічний рух рідини допомагають почистити навіть важкодоступні ділянки, забезпечуючи виняткове відчуття свіжості й чистоти.

Зворотний зв'язок у режимі реального часу



Ви можете не помітити, що чистите надто сильно або починаєте терти, а зубна щітка це помітить. Світлове кільце на кінці ручки лагідно нагадуватиме вам, що потрібно зменшити натиск або тертя.

Технологія SenseIQ визначає, адаптується й піклується



Під час чищення технологія SenseIQ визначає дані про натиск, рух, охоплення поверхні та інше до 100 разів на секунду. Потім вона адаптує інтенсивність, якщо ви тиснете надто сильно. Завдяки розумній технології SenseIQ не потрібно сумніватися у виборі режимів, тому ви можете з часом насолоджуватися легким доглядом і кращим чищенням.

DiamondClean Prestige 9900

Потужна зубна щітка із SenseIQ

HX9992/42

Основні особливості

Лімітована серія темно-синього кольору



Елегантний і компактний дорожній футляр можна покласти в будь-яку сумку для зручності, коли ви йдете з дому. Надійний лімітований футляр вкритий м'якою на дотик штучною шкірою з орнаментом у вигляді листя гінкго. А для додаткової зручності він містить вбудований порт USB-C і USB-кабель

для заряджання, тож ви можете легко заряджати зубну щітку, не виймаючи її з футляра.

Визначає ваш стиль чищення



За допомогою датчиків Philips Sonicare 9900 Prestige визначає ваш натиск, рухи та охоплення поверхні до 100 разів на секунду під час чищення. Датчики також стежать за тим, як довго й часто ви чистите зуби.

Піклується про вашу ротову порожнину



Philips Sonicare Diamond Clean Prestige 9900 створено для вас. Її сучасна технологія настільки гармонійна та легка в користуванні, що майже непомітна. На щастя, результати говорять самі за себе.

DiamondClean Prestige 9900

Потужна зубна щітка із SenseIQ

NX9992/42

Специфікації

Підключення

Бездротова технологія Bluetooth®:
Підключення до додатка для чищення

Потужність

Живлення: 110–220 В

Технічні характеристики

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): 2+ тижні****
Батарея: Можна заряджати
Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Темно-синій

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Сумісність

Сумісність з Android: Android OS 8.0 або новішої версії
Сумісність з iOS: iPhone iOS 13.0 або новішої версії

Простота у користуванні

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки
Індикатор батареї: Індикатор піктограми з

підсвіткою
Ручка: Елегантна та компактна конструкція, Суцільний сенсорний елемент керування
Дорожній футляр: Елегантна, Лімітована серія темно-синього, Компактний зарядний чохол, штучна шкіра
Нагадування про заміну BrushSync: Піктограма нагадування світиться, для завжди найкращих результатів

Елементи в комплекті

Ручка: 1 Sonicare 9900 Prestige
Насадки для щітки: 2 A3 Premium All-in-One
Престижний зарядний футляр із USB: 1
Зарядна платформа: 1
USB-кабель: 1

Ефективність чищення

Ефективність: Усуває до 20 разів більше нальоту*
Переваги для здоров'я: До 15 разів здоровіші ясна**
Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.
Таймер: BrushPacer та SmartTimer
Переваги відбілювання: До 100% менше поверхневих плям***
Реакція на надмірний тиск: Кільце засвічується фіолетовим кольором, Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача

Звіт про тертя: Кільце засвічується жовтим кольором, Ручка щітки вібрує, попереджаючи користувача, Параметр увімкнення/вимкнення у додатку

Технологія SenseIQ

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення
Датчик тертя: Допомагає зменшити тертя
Датчик розташування: Відстежує охоплення поверхні, під час кожного сеансу чищення
3D-карта рота: Виділення пропущених місць
Адаптивна інтенсивність: Регулює рівень інтенсивності, в разі надто сильного натиску
Штучний інтелект: Виявляє та синхронізує чищення

Додаток Sonicare зі штучним інтелектом

Вказівки в реальному часі: Персоналізовані рекомендації, Звіт успішності за днем/місяцем/роком
Регульовані режими: Чищення, Відбілювання+, Здоров'я ясен, Ретельне чищення, Чутливий режим



* vs. a manual toothbrush
** у порівнянні зі звичайною зубною щіткою за 6 тижнів
*** на основі лабораторних тестувань у порівнянні зі звичайною зубною щіткою
**** у разі використання двічі на день протягом двох хвилин у стандартному режимі