

PHILIPS

sonicare



Escova de dentes
elétrica sónica

ProtectiveClean 5100

Sensor de pressão integrado

3 modos

1 x funcionalidade BrushSync

Estojo de viagem



HX6859

Dentes mais brancos, suave para a boca.

Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão e melhore a saúde das gengivas até 100% mais do que com uma escova de dentes manual

Proven to improve oral health

- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias
- Branqueia os dentes em apenas uma semana

Designed around you

- Incentivo para uma escovagem completa
- Torna as suas viagens mais fáceis

Innovative technology

- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes

Optimize your brushing

- Escolha entre três modos

ProtectiveClean 5100

Escova de dentes elétrica sônica

HX6859/29

Destaques

Dentes naturalmente mais brancos



Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

Três modos



Esta escova de dentes permite-lhe personalizar a escovagem de acordo com as suas necessidades, com três modos à escolha. O modo Clean é o modo padrão para uma limpeza superior. O modo White é o modo ideal para remover manchas de superfície. O modo Gum Care

adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as suas gengivas.

Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sônica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

Monitoriza a sua pressão de escovagem



Escovar com demasiada força pode danificar os dentes e as gengivas. Para evitar que isso aconteça, a Philips Sonicare ProtectiveClean emite um som pulsante agradável que serve de lembrete para aliviar a pressão.

Tecnologia BrushSync



A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

ProtectiveClean 5100

Escova de dentes elétrica sónica

HX6859/29

Destaques

Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

Temporizadores úteis



Necessita de uma escova de dentes elétrica com temporizador? O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

Estojo de viagem prático e carregador



O nosso estojo de viagem de alta qualidade permite-lhe guardar a sua escova de dentes de forma higiénica, enquanto a nossa base de carregamento compacta mantém a bateria carregada enquanto viaja. Consegue duas semanas de utilização regular com uma única carga completa, mas o carregador permite-lhe fazer viagens mais longas.

ProtectiveClean 5100

Escova de dentes elétrica sónica

HX6859/29

Especificações

Alimentação elétrica

Voltagem: 110-220 V

Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Consumo de energia: Em modo de espera sem ecrã <0,5 W

Tipo de pilha: lões de lítio

Design e acabamento

Cor: Branco e azul claro

Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

Fácil de utilizar

Compatibilidade da pega: Cabeças de escova de encaixe fácil

Pega: Design ergonómico esguio

Indicador de bateria: A luz indica o estado da bateria

Tempo de escovagem: até 2 semanas

Itens incluídos

Pega: 1 ProtectiveClean

Cabeças de escova: 2 W2 Optimal White

Estojo de viagem: 1

Carregador: 1

Desempenho de limpeza

Benefícios para a saúde: Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas, Ajuda a reduzir as cáries

Velocidade: Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

Temporizador: Quadpacer e SmarTimer

Resposta da pressão: A pega vibra para alertar o utilizador

Modos

Limpeza: Para limpeza diária excepcional

Cuidado das gengivas: Massaja suavemente as gengivas

Branco: Elimina manchas da superfície

Tecnologia de sensor inteligente

Lembrete de substituição BrushSync: Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

Sensor de pressão: Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

