

Philips Philips Avent
Tampa de silicone

Bombas tira-leite

CP2062/01



Liga diferentes peças da sua bomba tira-leite elétrica

Verifique a compatibilidade abaixo

Esta tampa de silicone fixa a ligação entre a bomba tira-leite e a unidade do motor. Inclui uma tampa por embalagem. Para utilização com bombas tira-leite elétricas.

PHILIPS

Especificações

Peças substituíveis

- Compatível com os tipos de produto: SCD330/31

SCF332/62 SCF334/61 SCF338/52, SCF391
SCF393 SCF394 SCF395, SCF396 SCF397 SCF398



Data de publicação
2023-10-23

Versão: 4.4.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com