

Philips Avent
Conetor rívido



CP2080/01

Pode ser facilmente ligado e desligado com as mãos

Encontre produtos compatíveis no separador de especificações

Este conetor rívido (tampa) pode ser facilmente montado no motor da bomba e no tubo de silicone sem torcer. Este conetor pode ser facilmente ligado e desligado com as mãos

PHILIPS

Especificações

Peças substituíveis

- Compatível com os tipos de produto: SCF301/01

SCF301/02 SCF301/03 SCF301/04 SCF301/05
SCF303/01 SCF303/02



Data de publicação
2023-04-17

Versão: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de
Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com