

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
elétrica sónica

ProtectiveClean  
4300

Sensor de pressão integrado  
1 modo de limpeza  
1 x funcionalidade BrushSync



HX6800



Dentes mais brancos, suave para a boca.  
Branqueia os dentes em apenas 1 semana.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto branqueia os dentes em 1 semana.

#### **Proven to improve oral health**

- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias
- Branqueia os dentes em apenas uma semana

#### **Designed around you**

- Uma ótima forma para se habituar à sua nova escova de dentes
- Incentivo para uma escovagem completa

#### **Innovative technology**

- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes
- Permite-lhe saber quando está a escovar com demasiada força


# Destques

## Dentes naturalmente mais brancos




Clique na cabeça da escova W2 Optimal White para remover as manchas de superfície e conseguir um sorriso mais branco. Com as suas cerdas densas da zona central de remoção de manchas, foi comprovado clinicamente que branqueia os dentes em apenas uma semana.

## Demasiada pressão?



Pode não saber que está a escovar com demasiada força, mas a sua escova de dentes elétrica com sensor de pressão sabe. Se começar a pressionar as suas gengivas, a escova de dentes emitirá um som pulsante como lembrete para aliviar a pressão.

## Temporizadores úteis



O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

## Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

## Tecnologia BrushSync



A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

## Lembrete de substituição BrushSync




Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

## Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

## Programa Easy-start



Adaptar-se a algo novo pode demorar algum tempo. É por isso que o nosso programa de início fácil oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

# Especificações

## Potência

**Voltagem:** 100-240 V, 50-60 Hz

## Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** até 2 semanas

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

## Design e acabamento

**Cor:** Black Grey

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Indicador de bateria:** A luz indica o estado da bateria

**Tempo de escovagem:** até 2 semanas

**Lembrete de substituição:** Para garantir sempre os melhores resultados, o ícone de aviso acende-se

## Itens incluídos

**Carregador:** 1

**Cabeças de escova:** 1 W 2 Optimal White

**Pega:** 1 ProtectiveClean

## Desempenho de limpeza

**Velocidade:** Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

**Benefícios para a saúde:** Ajuda a reduzir as cáries

**Benefícios de branqueamento:** Branqueia os dentes em 1 semana

**Temporizador:** Quadpacer e SmarTimer

**Resposta da pressão:** A pega vibra para alertar o utilizador

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**2 intensidades:** Baixa, Elevada

## Tecnologia de sensor inteligente

**Lembrete de substituição BrushSync:** Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

**Sensor de pressão:** Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

