

PHILIPS

Фотоепилатор за
обезкосмяване

Lumea IPL 7000 Series

5 ръчни настройки на интензивност

3 приставки: за тяло, за лице, за
бикини зоната

Приложение Lumea IPL

Използване със захранване от ел.
мрежа



SC1998/00



Насладете се на гладка кожа без окосмяване до 12
месеца*

Намалява окосмяването с до 85% след 3 процедури**

С нашия фотоепилатор Lumea серия 7000 получавате гладка кожа без косми. Третирането е нежно и ефективно с приставки за всяка зона на тялото.

Нежен и ефективен за дълготрайно гладка кожа

- Третирайте само 2 пъти на месец за бързи резултати
- Разработен с помощта на дерматолози, за да бъде лесен и ефективен
- Изключително дълъг кабел за допълнителна гъвкавост при третиране

Пълно решение за лицето и тялото

- Пълно решение за лицето и тялото с 3 приставки
- Подходящ за широка гама тонове на кожата и цветовете на косъма

Персонализирано третиране с IPL обезкосмяване

- Skin Tone Sensor and 5 intensity settings
- Оптимизирайте процедурите си с приложението Philips Lumea IPL

Акценти

2 пъти на месец за бързи резултати



На всеки 2 седмици като начало – това е половината от третиранията с други марки. Следват леки корекции само веднъж месечно. Това е всичко. Минаването на долните части на двата крака отнема 15 минути.

Сензор за цвят на кожата



Изберете от 5 настройки на интензитета за удобно използване. Сензорът за тон на кожата ви предпазва от третиране на зони от кожата, които са прекалено тъмни за третиране с IPL.

Изключително дълъг кабел




Удобен за използване благодарение на изключително дългия кабел за лесен достъп и подобрена маневреност.

3 специализирани приставки



Различни глави за третиране на тялото, лицето и бикини зоната със скорост и прецизност за нежна употреба дори за чувствителните зони. Приставката за лице има вграден светлинен филтър за прецизно третиране.


Разработено с помощта на дерматолози



Като лидер в областта на здравните технологии, Philips разработи Lumea IPL в консултация с дерматолози – за лесно и ефективно използване в

безопасността на Вашия дом. Благодарение на технологията, използвана в професионалните салони, Lumea IPL предлага нежно третиране – дори и на чувствителни зони.

Приложение Philips Lumea IPL



Нашето безплатно приложение за насоки ви помага да планирате и да се придържате към графика си за третиране, след което ви ръководи стъпка по стъпка при всяка сесия. Изтеглено от повече от 2,1 милиона потребители.

За много типове кожа и косми

Suitable skin tones



Suitable body hair colors



IPL се нуждае от контраст между пигмента в цвета на косъма и пигмента в тона на кожата, поради което е ефективен при естествено тъмнорус, кафяв и черен косъм и при тонове на кожата от светла до умерено тъмна (I – IV).

Спецификации

Безопасност и регулируеми настройки
Вграден UV филтър: Предпазва кожата от UV светлината
5 настройки за светлинната енергия: Регулируеми според вашия тип кожа
Вградена система за безопасност: Предотвратява случайното генериране на импулс

Режим на приложение
Плъзгане и импулс: За бързо приложение
Прилагане и импулс: За третиране на малки зони
Употреба с кабел/без кабел: Използване със захранване от ел. мрежа

Захранване
Използване със захранване от ел. мрежа

Технически спецификации
Лампа с високи работни характеристики: Създаден, за да издържи, осигурява 250 000 импулса, еквивалентни на 20 години живот на лампата**
Напрежение: 100 – 240 V

Приставки
Приставка за тяло (4 кв.см): Използва се от врата надолу
Приставка за лице (2 см2): За използване под очите
Приставка за бикини линията (2см2): Специално третиране на бикини линията

Сервизно обслужване
Гарантия: 2-годишна гаранция + 1 допълнителна година гаранция при регистрация на продукта в рамките на 90 дни

Включени артикули
Инструкции за употреба: Ръковод, за потребителя
Съхранение: Калъф
Адаптер: 24V / 1500mA
Акcesoар: Кърпичка за почистване

Продължителност на процедурата
Бикини линия: 4 мин
Долна част на крака: 15 мин
Долна част на ръцете: 2,5 мин
Бикини линия: 4 мин
Зони на лицето: 2 мин

Технически характеристики на приставките
Приставка за тяло: Прозорец с размер: 4,0 cm2, Третиране на тялото: крака, ръце, стомах и подмишници
Приставка за лице: Прозорец с размер: 2 cm2, допълнителен филтър, Третиране на лицето: горна устна, брадичка и челюст
Приставка за бикини: Размер на прозорец: 2 cm2, Третиране на бикини зоната



* Средна стойност на намаляване на космите след 12 третириания: 82% на долната част на краката
* * При следване на графика за третиране. Изчислено за използване върху подбедрицата, бикини зоната, подмишниците и лицето. Продължителността на живота на лампата не удължава 2-годишната международна гаранция на Philips