

Philips  
足部按摩垫

纤巧设备机身  
轻柔且有少许刺痛感  
防汗且环保

PPM3501FPP



## 仿手工按摩

### 一键式足部按摩

采用柔性体设计，按摩器体积小，重量轻，便于存放。3种模式8种强度，通过每个频段的微电流对深层肌肉进行刺激和按摩，达到放松的目的。

#### 多种按摩模式

- 尽情享受轻松的按摩时光
- 3种按摩频段，可满足不同需求
- 8种预设按摩强度，让按摩更细致
- 智能定时按摩可避免过度按摩

#### 机身小巧，方便收纳

- 使用环保材料，更安全、更健康
- 小巧机身，发挥不同作用

**PHILIPS**

## 足部按摩垫

纤巧设备机身 轻柔且有少许刺痛感，防汗且环保

# 规格

### 基本参数

- 产品尺寸: 400 × 372 × 25 毫米
- 净重: 248 千克
- 颜色: 紫色
- 主要材料: ABS 塑料, TPU

### 主要参数

- 工作电压: 3.7 V
- 自动关闭时间: 5 分钟
- 工作功率: 1 瓦

- 电池: 300 毫安时
- 充电电流: 300 mA
- 充电电压: 5 V<sub>i</sub>

### 原产地

- 原产地: 中国

### 服务

- 保修期: 2 年

PPM3501FPP/93

# 产品亮点

### 微电流按摩

利用多频段微电流按摩原理并模仿人工按摩动作，让按摩更彻底。

### 3 种按摩模式

设置 3 种频段，低频段拉伸表层肌肉，中频段加大拉伸肌肉力度，而高频段刺激底层肌肉

### 8 档按摩强度

每种按摩频段都设置了 8 档按摩强度，可更加细致的选择按摩强度。

### 定时按摩

预置 5 分钟按摩和自动关机，可有效避免过度按摩导致的皮肤发红和肿胀不适。

### 防汗且环保

足部按摩垫采用安全环保型 TPU 材料制成，防汗、防污且易清洁，大大延长了设备的使用寿命。

### 各种用途

轻柔设备机身，可以按摩双脚、双腿和双臂。



发行日期 2023-04-24

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)