

Philips
颈部按摩器

5 种主要按摩模式
8 档按摩强度
磁性充电

PPM3302NDB



便于携带，随时享受按摩

轻便小巧，脉冲按摩

设计时尚、纤薄轻便，您可以在办公室或家中全天佩戴，享受放松舒适的颈部按摩。全新双频段 EMS 按摩功能较先前的 EMS 技术有所升级，带给您更加舒适的体验。

中低双频段深层电脉冲按摩

- 按摩深层肌肉组织，缓解酸痛
- 解决不同颈椎问题

磁性充电，方便快捷

- 磁性充电方法
- 智能定时检测

呵护皮肤，轻便设计，不受约束

- 轻巧便携，可随处配戴
- 304 不锈钢，带液体硅胶
- 弹性自适应主体

PHILIPS

颈部按摩器

5 种主要按摩模式 8 档按摩强度, 磁性充电

规格

普通参数

- 净重: 约 95 克
- 按摩类型: EMS
- 产品尺寸 (长 x 宽 x 高): 140 × 136 × 26 毫米
- 颜色: 深蓝
- 总重: 约 250 克
- 包装尺寸 (长) * (宽) * (高): 194*181*37 毫米

主要参数

- 自动关闭时间: 15 分钟

- 工作电压: 3.7V_i
- 工作功率: 1 瓦
- 按摩模式: 5
- 电池: 200mAh
- 充电端口: 5V 磁性充电端口

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

PPM3302NDB/93

产品亮点

5 种主要模式

模拟 4 种不同的按摩技术, 缓解颈部疼痛并实现放松效果。

自适应设备主体

自适应弹性设备臂, 可调弹性。适合各种颈部周长, 配戴舒适, 无压力。

选择亲肤材质

使用 304 不锈钢电极垫和柔性硅胶内部支架, 呵护皮肤, 提供舒适的按摩体验。

EMS 低 IF 脉冲

8 级专业 EMS 脉冲按摩, 模拟各种按摩技术, 深度锻炼, 放松颈部肌肉。中低等双频按摩, 轻柔, 不易刺痛。

智能定时检测

内置 200mAh 电池, 可连续工作约 6 小时。智能定时, 中度按摩 15 分钟后自动关闭。

轻质领口设计

轻盈小巧, 约 95 克, 精心选择的颜色搭配。您可以随时随地配戴, 也可以随时进行按摩, 而不会增加颈部重量。

磁性充电

使用磁性电缆充电, 减少灰尘和汗液进入充电端口, 降低机器损坏的风险, 并提供凉爽的技术感。



发行日期 2023-05-16

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com