

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents électrique -  
modèle d'essai

ProtectiveClean 4300

Capteur de pression intégré

1 mode de nettoyage

1 fonction BrushSync™



HX6848/98



## Des gencives plus saines, en douceur.

Des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle

Un nettoyage en douceur qui fait la différence grâce à notre capteur de pression, et des gencives jusqu'à 100 % plus saines qu'avec une brosse à dents manuelle.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

### Technologie innovante

- Encourage la réduction de la pression
- Pour une tête de brosse offrant aux patients une efficacité optimale
- Connexion du manche de brosse intelligent aux têtes de brosse intelligentes

### Améliore la santé bucco-dentaire des patients

- Jusqu'à 100 % d'amélioration de la santé des gencives\*
- Plombages, couronnes, zones sensibles ? Pas de souci.

### Conçu pour votre patient

- Une excellente façon de vous habituer à votre nouvelle brosse à dents
- Encourage un brossage soigneux

# Points forts

## Améliore la santé des gencives



Les brins de haute qualité densément implantés procurent un brossage en douceur qui élimine la plaque dentaire le long des gencives, afin d'améliorer la santé des gencives jusqu'à 100 % plus efficacement qu'une brosse à dents manuelle, tandis que l'extrémité est spécialement conçue pour vous permettre d'atteindre facilement les dents du fond.

## Trop de pression ?



Si les patients ne se rendent pas compte qu'ils se brossent les dents trop fort, leur brosse à dents les alertera par le biais d'impulsions sonores pour leur rappeler de réduire leur pression.

## Brossage sûr, tout en douceur



Vous pouvez compter sur une expérience de brossage sûre : notre technologie sonore est adaptée à une utilisation avec des appareils


orthodontiques, plombages, couronnes et facettes. Elle contribue à la prévention des caries et améliore la santé des gencives.

## Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

## Rappels intelligents de remplacement



Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Heureusement, nous avons la solution : notre technologie de reconnaissance de la brosse mémorise les durées de brossage et la pression exercée par les patients. Lorsqu'il est temps de la remplacer, le voyant situé sur le manche les alerte. Ainsi, ils peuvent être sûrs que leur tête de brosse est parfaitement efficace.

## Technologie BrushSync™




Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.

## Minuteurs pratiques



Notre fonction Quadpacer permet aux patients de savoir quand ils ont suffisamment brossé chaque partie de leur dentition, tandis que notre fonction Smartimer les prévient quand ils ont atteint les deux minutes de brossage recommandées.

## Fonction Easystart



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. C'est pour cela que notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

# Caractéristiques

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Autonomie (de la charge maximale à la

décharge totale): Jusqu'à 2 semaines

Batterie: Rechargeable

Type de batterie: Lithium ION

## Design et finition

Couleur: Mid-Blue

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brosse: Jusqu'à 2 semaines

Indicateur de remplacement: Pour garantir des

résultats optimaux, Le symbole de rappel

s'allume

## Accessoires inclus

Chargeur: 1

Têtes de brosse: 1 G3 Premium Gum Care,

1 InterCare standard, 1 W2c Optimal White

compact

Manche: 1 ProtectiveClean

## Performances de brosse

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de

brosse par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en

seulement deux semaines, Aide à réduire les caries

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour

alerter l'utilisateur

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien

exceptionnel

## Technologie de capteur intelligent

Rappel de remplacement de la tête avec la

technologie BrushSync™: Pour toujours savoir

quand, remplacer les têtes de brosse

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous

vous brossez trop fort

