

# PHILIPS

## sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel - Trial

ProtectiveClean 4300

Ingebouwde poetsdruksensor

1 poetsstand

1 x BrushSync-functie



HX6848/98



## Gezonder tandvlees. Zachte reiniging.

Tot 100% gezonder tandvlees vergeleken met een handtandenborstel

Voel het verschil van de zachte reiniging met onze poetsdruksensor terwijl de gezondheid van uw tandvlees tot 100% verbetert ten opzichte van een handtandenborstel

### Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Philips Sonicare geavanceerde sonische technologie

### Innovative technology

- Een vriendelijke herinnering om niet te hard te poetsen
- U haalt het maximale uit uw opzetborstels
- Verbindt de slimme tandenborstel met slimme opzetborstels

### Verbetert de mondhygiëne

- Verbetert de gezondheid van uw tandvlees tot 100%\*
- Vullingen, kronen of gevoelige gebieden? Maakt u zich geen zorgen.

### Ontworpen voor u

- Een geweldige manier om te wennen aan uw nieuwe tandenborstel
- Aanmoediging om grondig te poetsen

# Kenmerken

## Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees



Dicht op elkaar geplaatste hoogwaardige borstelharen voor een aangename poetsbeurt die tandplak verwijdert langs de tandvleesrand voor tandvlees dat tot 100% gezonder is dan bij gebruik van een handtandenborstel. Speciaal gebogen punt maakt het gemakkelijk om bij de kiezen achter in de mond te komen.

## Poetst u te hard?



U merkt het mogelijk niet dat u te hard poetst, maar de tandenborstel wel. Als u de borstel te hard op het tandvlees drukt, maakt de tandenborstel een pulserend geluid als signaal om het rustiger aan te doen.

## Veilig en zacht



U bent altijd zeker van een veilig gevoel tijdens het poetsen: onze sonische technologie is geschikt voor gebruik in


combinatie met een beugel, vullingen, kronen en facings, en helpt gaatjes te voorkomen en de conditie van uw tandvlees te verbeteren.

## Philips Sonicare-technologie



De geavanceerde sonische technologie van Philips Sonicare stuwt water tussen de tanden, en de poetsbewegingen verwijderen tandplak voor een buitengewone dagelijks reiniging.

## Slimme vervangingsherinneringen




Alle opzetborstels slijten na verloop van tijd. Maar daar hebben we iets op bedacht: onze slimme borstelherkenningstechnologie houdt bij hoe lang patiënten hun opzetborstel gebruiken en hoe hard ze poetsen. Wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen, gaat er een lampje op het handvat branden. Op die manier weten ze zeker dat hun opzetborstel altijd optimaal presteert.

## BrushSync-technologie




Een technologie met microchip detecteert en synchroniseert de slimme opzetborstel met de slimme tandenborstel. De slimme tandenborstel en slimme opzetborstel vormen een krachtige combinatie die vervangingsherinneringen mogelijk maakt.

## Handige timers



Onze Quadpacer laat u weten wanneer u de juiste hoeveelheid tijd hebt besteed aan het schoonmaken van elk deel van de mond. De Smartimer vertelt u wanneer u de aanbevolen twee minuten hebt gepoetst.

## Easy-start-programma



Soms duurt het even om aan iets nieuws te wennen. Daarom geeft ons EasyStart-programma u de mogelijkheid om geleidelijk de poetskracht te verhogen tijdens de eerste 14 poetsbeurten met uw nieuwe tandenborstel.

# Specificaties

## Vermogen

Spanning: 110-220 V

## Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

## Ontwerp en afwerking

Kleur: Mid-Blue

## Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

## Gebruiksgemak

**Batterij-indicator:** Het lampje geeft de batterijstatus aan

**Handvat:** Slang, ergonomisch design

**Compatibel met handvat:** Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

**Poetstijd:** Tot 2 weken

**Vervangingsherinnering:** Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

## Meegeleverde artikelen

**Opzetborstels:** 1 Premium Gum Care, 1 InterCare-standaardborstel, 1 W2c Optimal White compact

**Handvat:** 1 ProtectiveClean

**Docking station:** 1

## Reinigingsprestaties

**Gezondheidsvoordelen:** Verbetert gezondheid van tandvlees in slechts twee weken, Helpt gaatjes verminderen

**Snelheid:** Tot 62.000 poetsbewegingen/min

**Timer:** Quadpacer en SmarTimer

**Feedback bij te veel druk:** Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

## Poetsstanden

**Clean:** Buitengewoon schoon, elke dag

## Slimme sensortechnologie

**BrushSync- vervangingsherinnering:** Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

**Poetsdruksensor:** Waarschuwt wanneer u te hard poetst

