

PHILIPS

sonicare

Speciaal voor
praktijkmedewerkers

ExpertClean
HX9641/01

Verbind eenvoudig met de app

Ingebouwde poetsdruksensor

Slimme herkenning van
opzetborstels

3 poetsstanden, 3 sterktes



HX9641/01



Adviseer Philips Sonicare omdat licht meepoetsen mag

Voor praktijkmedewerkers

Philips Sonicare ExpertClean is de persoonlijke poetsbegeleider voor uw patiënten. Door middel van slimme sensortechnologie en voortgangsrapporten kunnen uw patiënten hun gewoonten bijhouden en krijgen ze feedback over hoe ze hun poetsstechniek en dagelijkse mondverzorgingsroutine kunnen verbeteren.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Meer contact met het oppervlak om tandplak te verwijderen
- Betere verzorging van het tandvlees om het gezond te houden

Verbeterd de mondhygiëne

- Verwijdert tot wel 10x meer tandplak* voor een grondige reiniging
- Tot wel 7x gezonder tandvlees* in slechts 2 weken

Ontworpen voor u

- 3 poetsstanden, 3 sterktes
- Waarschuwt patiënten dat de batterij bijna leeg is
- De meest effectieve reiniging, elke dag
- Helpt patiënten om de juiste druk uit te oefenen
- Helpt patiënten om mondverzorgingsgewoonten te verbeteren
- Opzetborstels selecteren automatisch optimale instellingen


Kenmerken

Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*




De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel biedt onze grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt** en tot 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen*.

Tot 7x gezonder tandvlees*



De G3 Premium Gum Care-opzetborstel zorgt voor gezonder tandvlees van de patiënt. Het kleinere formaat en de tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel 100% minder kans is op ontstoken tandvlees en het tandvlees binnen twee weken tot 7 keer gezonder is.*

Voortgangsrapport



Sensoren houden de poetsgewoonten van patiënten bij en het Philips Sonicare ExpertClean handvat geeft directe feedback. De Sonicare-app onthoudt en analyseert de poetsgewoonten en genereert een Voortgangsrapport op basis waarvan de poetstechniek kan worden verbeterd.

3 poetsstanden, 3 sterktes



Met drie poetsstanden (Clean, Gum Health, DeepClean+) en drie intensiteitsniveaus (laag, gemiddeld, hoog) kunnen uw patiënten hun poetservaring personaliseren voor optimaal comfort en complete reiniging. Zie de specificaties voor meer gedetailleerde informatie over de poetsstanden.

BrushSync-herkenning van opzetborstels



Een microchip in de opzetborstel synchroniseert met het Philips Sonicare ExpertClean-handvat. Als een patiënt een C3 Premium Plaque Control/Defense/Defence, G3 Premium Gum Care of W3 Premium White opzetborstel vastklikt, selecteert de tandenborstel automatisch de optimale poetsmodus en intensiteit. Uw patiënten hoeven alleen maar te gaan poetsen. Patiënten maken op deze manier gebruik van de beste instellingen voor de beste resultaten die voldoen aan hun behoeften

Poetsdruksensor



Als de patiënt te veel druk uitoefent, zorgt de intuïtieve druksensor dat het handvat zachtjes gaat trillen, waarmee het de patiënt direct laat weten dat er minder druk moet worden uitgeoefend. In een onderzoek met

Amerikaanse patiënten verminderden 7 van de 10 agressieve poetsers de poetsdruk vanwege de druksensor.***

C3 Premium Plaque Defence



De C3 Premium Plaque Control-opzetborstel is bestemd voor de grondigste reiniging. Door de zachte, buigzame zijanten volgen de borstelharen het oppervlak van elke tand, waardoor de borstel de tand 4x beter raakt en tot wel 10x meer tandplak verwijdert op moeilijk bereikbare plaatsen.*

G3 Premium Gum Care-opzetborstel



De G3 Premium Gum Care is onze beste opzetborstel voor gezonder tandvlees. Het kleinere formaat en de gerichte tandvleesborstels reinigen zacht maar effectief langs de tandvleesrand, waar het tandvlees het eerst ontstoken raakt. Het is klinisch bewezen dat met deze opzetborstel het tandvlees 7x gezonder wordt* binnen twee weken.

Specificaties

Connectiviteit

Draadloze Bluetooth®-technologie: Verbonden tandenpoetsapp

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 14 dagen***

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit en lichtblauw

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Compatibiliteit

Compatibiliteit met Android: Android-telefoons, Tablets met Bluetooth 4.0

Compatibel met iOS: iPad 3e generatie of hoger, iPhone 4S of hoger, met iOS7 of hoger, met iOS7-besturingssysteem

Gebruiksgemak

Handvat: Slank, ergonomisch design

Compatibel met handvat: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Vervangingsherinnering: Altijd de beste resultaten, herinneringsicoon gaat branden

Meegeleverde artikelen

Handvat: 1 ExpertClean

Opzetborstels: 1 C3 Premium Plaque Defence, 1 Premium Gum Care

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Prestaties: Verwijdert tot wel 10 keer meer tandplak*

Gezondheidsvoordelen: Tot 7x gezonder tandvlees*

Timer: BrushPacer en SmarTimer

Wittere tanden: Helpt verkleuringen op natuurlijke wijze te verwijderen

Feedback bij te veel druk: Laat het handvat trillen om de gebruiker te waarschuwen

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

3 sterktes: Laag, Medium, Hoog

Deep Clean+: Voor een verkwikkend grondige reiniging

Gum Health: Speciale aandacht voor kiezen

BrushSync-koppeling van poetsstanden

C3 Premium Plaque Defence: Koppelt met de Clean-poetsstand

G3 Premium Gum Care-opzetborstel: Koppelt met de Gum Health-poetsstand

Slimme sensortechnologie

Poetsdruksensor: Waarschuwt wanneer u te hard poetst

BrushSync-vervangingsherinnering: Weet altijd wanneer u de, opzetborstel moet vervangen

BrushSync-technologie: Koppelt de slimme tandenborstel met, slimme opzetborstel

Software-ondersteuning

Software-updates: Philips biedt relevante software-updates aan gedurende 2 jaar na de aankoopdatum.



* meer dan een handtandenborstel

* * vergeleken met DiamondClean

***op basis van twee poetsbeurten van twee minuten per dag in de standaardpoetsstand

****in een onderzoek met gebruikers van handtandenborstels