

Philips Zoom  
Gafas protectoras Philips  
Zoom



DIS560/01

# Gafas protectoras Philips Zoom

Diseñadas para procesos Philips Zoom Chairside

Utilizan lentes de policarbonato para bloquear el 99 % de la luz UVB así como el 99 % de luz UVA. Se ajustan fácilmente a otras gafas graduadas y cuentan con patillas regulables para un ajuste cómodo y seguro. No deberían utilizarse otras gafas protectoras en los procedimientos de Philips Zoom Chairside

**Para una sonrisa llena de confianza desde hoy mismo**

- La sonrisa más blanca

# PHILIPS ZOOM!

# Especificaciones

## Rendimiento

- Resultados de blanqueamiento: Un blanco máximo

en 45 minutos

# Destacados

## Resultados impresionantes de forma rápida

¿Por qué esperar a obtener resultados si puedes tener los dientes más blancos ahora? Con Philips Zoom WhiteSpeed Lamp, podrás conseguir tu sonrisa más blanca en una visita al dentista de tan solo 45 minutos.



Fecha de emisión  
2023-04-28

Versión: 4.4.1

EAN: 87 10103 63178 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)