

PHILIPS

sonicare



Cepillo dental eléctrico
sónico con app

ExpertClean 7300

Conexión del cepillo más fácil

Sensor de presión incorporado

Recono. smart de cabezal

Tres modos, Tres intensidades



HX9641/01

Tecnología inteligente para hábitos de higiene bucal saludables

Limpieza total que cubre las necesidades de tus pacientes.

Philips Sonicare ExpertClean funciona como la guía de cepillado dental personal de tus pacientes, mediante la tecnología de sensor inteligente y los informes de progreso que ofrecen un seguimiento de los hábitos y proporcionan información para mejorar la técnica de cepillado y la rutina diaria del cuidado bucal.

Probado, mejora la higiene bucal

- Mayor superficie de contacto para eliminar la placa
- Mejor cuidado de las encías para la salud general

Improves patients' oral health

- Elimina 10 veces más placa* para una limpieza en profundidad
- Encías hasta 7 veces más sanas en tan solo 2 semanas

Designed around your patient

- Tres modos, Tres intensidades
- Alerta de batería baja para los pacientes
- La limpieza más eficaz a diario
- Guía para que los pacientes empleen la cantidad de presión correcta
- Guía para que los pacientes tengan unos mejores hábitos de cuidado bucal
- Los cabezales de cepillado seleccionan automáticamente los ajustes óptimos

Destacados

Elimina hasta 10 veces más placa*




El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

Encías hasta 7 veces más sanas*



El cabezal de cepillado Cuidado de las encías G3 Premium mejora la salud de las encías del paciente. El tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías ofrecen una limpieza tan suave como eficaz a lo largo de la línea de las encías, donde se inician las enfermedades. Se ha demostrado clínicamente que ofrece hasta un 100 % menos de inflamación de las encías* y unas encías hasta 7 veces más sanas en solo dos semanas*.

Informe de progreso



Los sensores realizan un seguimiento y miden los comportamientos de cepillado de los pacientes mientras el mango del cepillo Philips Sonicare

ExpertClean proporciona una respuesta instantánea. Con el tiempo, la aplicación Sonicare conserva y analiza estos hábitos y genera un informe de progreso para ayudar a fomentar una mejor técnica de cepillado.

Tres modos, Tres intensidades



Con tres modos de cepillado (Limpieza, Cuidado de las encías, Limpieza en profundidad+) y tres ajustes de intensidad (Baja, Media, Alta), los pacientes pueden personalizar su experiencia de cepillado para disfrutar de una comodidad óptima y una limpieza completa. Consulta las especificaciones para obtener información más detallada sobre los modos.

Reconocimiento inteligente de cabezal



Un microchip en el cabezal de cepillado se sincroniza con el mango del Philips Sonicare ExpertClean. Si un paciente coloca un cabezal de cepillado Control antiplaca/Defensa antiplaca C3 Premium, Cuidado de las encías G3 Premium o Blanqueamiento W3 Premium, el cepillo dental selecciona automáticamente el modo de cepillado y el nivel de intensidad óptimos. Los pacientes solo tienen que empezar a cepillarse. Ayuda a los pacientes con la selección de los mejores ajustes para que disfruten del mejor rendimiento según sus necesidades.

Sensor de presión



Si los pacientes ejercen demasiada presión, el intuitivo sensor de presión emite un suave impulso en el mango y proporciona a los pacientes una respuesta en tiempo real cuando deban aliviar la presión. En un estudio con pacientes estadounidenses, 7 de cada 10 personas que se cepillan con demasiada energía redujeron la presión al cepillarse utilizando el sensor de presión.****

Control antiplaca Premium C3



El cabezal de cepillado Control antiplaca C3 Premium ofrece nuestra limpieza más profunda hasta la fecha. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer 4 veces más superficie de contacto y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

Destacados

Cabezal de cepillado Cuidado de las encías Premium G3



El cabezal Cuidado de las encías G3 Premium es nuestro mejor cabezal de cepillado para mejorar la salud de las encías. El tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías ofrecen una limpieza tan suave como eficaz a lo largo de la línea de las encías, donde se inician las enfermedades. Se ha demostrado clínicamente que ofrece hasta unas encías hasta 7 veces más sanas* en solo 2 semanas.

Recambio del cabezal de cepillado



Los cabezales de cepillado son menos eficaces y las cerdas se desgastan después de tres meses de uso normal. Philips Sonicare ExpertClean ofrece un recordatorio de sustitución del cabezal preciso basado en la frecuencia con que se cepillan los pacientes, el tiempo que lo hacen y la presión que ejercen. Cuando se requiere un nuevo cabezal de cepillado, un piloto del mango avisa a los pacientes, para que puedan seguir disfrutando de los mejores resultados posibles.

Indicador de batería



Cuando está totalmente cargado, el Philips Sonicare ExpertClean tiene batería suficiente para tres semanas de uso regular. El indicador de batería se ilumina y alerta claramente a los pacientes cuando la batería se está agotando y es necesario cargarla.

Especificaciones

Actualización del producto

Periodo de asistencia: Philips proporcionará las actualizaciones de seguridad necesarias hasta el 31 de diciembre de 2026.

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: App de cepillado conectada

Potencia

Tensión: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Pila: Recargable

Tiempo de funcionamiento (duración de la batería): 14 días***

Tipo de batería: Iones de litio

Consumo de energía: En espera sin pantalla <0,5 W

Diseño y acabado

Color: Blanco y azul claro

Servicios

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS7 o superior, con sistema operativo iOS7

Fácil de usar

Mango: Diseño compacto y ergonómico

Compatibilidad con mangos: Cabezales de cepillado fáciles de montar

Recordatorio de sustitución: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Mango: 1 ExpertClean

Cabezales: 1 Control antiplaca Premium C3, 1 Cuidado de las encías Premium G3

Cargador: 1

Rendimiento de limpieza

Beneficios para la salud: Encías hasta 7 veces más sanas*

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a eliminar las manchas de forma natural

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/minuto

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Información sobre la presión aplicada: El mango vibra para avisar al usuario

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

3 intensidades: Baja, Mediano, Alta

Limpieza en profundidad+: Para una limpieza en

profundidad vigorizante

Cuidado de las encías: Especial atención a las muelas

Emparejamiento de modo BrushSync

Control antiplaca Premium C3: Se empareja con el modo Limpieza

Cabezal de cepillado Cuidado de las encías Premium G3: Se empareja con el modo Gum Health

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrás cuándo, sustituir los cabezales de cepillado

Tecnología BrushSync: Conecta el mango inteligente y, el cabezal de cepillado inteligente

Asistencia de software

Actualizaciones de software: Philips ofrece actualizaciones de software relevantes durante 2 años tras la fecha de compra.

