

PHILIPS

Quick Release-
slange

Amara View

Standard



HH1224



Hurtig frigørelse

Tilslut den fleksible slange (der følger med dit CPAP- eller bi-level-apparat) til Amara View quick release-slangen.

Nem at anvende

- Komfort og ydelse

Vigtigste nyheder

Innovativt design



Amara View dækker mindre af patientens ansigt end alle førende fulde ansigtsmasker

Specifikationer

Innovativt design

Komfort og ydelse: Quick disconnect

Specifikationer

Quick Release-funktionens materiale:

Polyoxymetylen (acetal)

Service

Garanti: 90-days

