

PHILIPS

AVENT

מכשיר סטריליזטור לבקבוקי תינוק

בקבוק סטריליזטור

מתקדם



SCF291



עיקור תוך דקות ואחסון קל

חיטוי תוך 10 דקות בלבד

ניתן לעקר עד שישה בקבוקים עם אביזרים תוך 10 דקות בלבד. סטריליזטור הבקבוקים המתקדם הוא דק אבל מרווח, ומשמיד 99.9% מהחיידקים* במהירות וביעילות, כך שתוכלו להאכיל את התינוק בשלווה.

קל לנקות ולהרכיב

- הסטריליזטור מתנקה בקלות ובמהירות

מגש טפטוף מובנה

- עוצב במטרה להפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים

*מחסל 99.9% מהחיידקים

- אפשר לשכוח מחיידקים מזיקים

עיצוב חסכוני במקום

- מרווח מבפנים, קומפקטי מבחוץ
- הסטריליזטור שלנו מיועד לגמישות חסכונית במקום

מחוטא למשך עד 24 שעות

- נשאר מחוטא במשך 24 שעות*

Highlights

מחסל 99.9% מהחיידקים



כל Philips Avent תהליך החיטוי עדין, יעיל ונטול כימיקלים עם סטריליזטור משתמש בכוח קיטור טהור – לא פחות ולא יותר – כדי להשמיד 99.9% מהחיידקים המזיקים.

חיטוי תוך 10 דקות בלבד



תוכלו לחוות מהירות ובטיחות עם מחזור החיטוי הנמשך רק 10 דקות, שלאחריו המחטא מכבה את עצמו באופן אוטומטי.

מגש טפטוף מובנה



מגש הטפטוף החדש שלנו מגן על משטח החימום מפני טפטופי חלב, ומפחית את הסיכוי לריחות לא נעימים.

פתרון הכל באחד



הסטריליזטור המתקדם שלנו ניתן להתאמה, קטן בגודלו עבור פריטים קטנים יותר כמו מוצצים וכדי למזער את השטח שהוא תופס כשאינו בשימוש.

מחוטא למשך עד 24 שעות



הניקוי היסודי ונטול הכימיקלים של הסטריליזטור ישמור על תכולתו סטרילית למשך עד 24 שעות. איך? רק השאירו עליו את המכסה.

עיצוב חסכוני במקום



הסטריליזטור שלנו דק אבל מסוגל להכיל עד שישה בקבוקי תינוק הוא מתאים גם לכל שאר האביזרים החיוניים, Philips Avent של מפטמות ומוצצים ועד למשאבת חלב ידנית.

קל לנקות ולהרכיב



מלמעלה למטה, בפנים ובחוץ, הסטריליזטור מתנקה בקלות ובמהירות – אפילו משטח החימום. כך יהיה לך זמן רב יותר עם התינוק.

Specifications

מפרט טכני

צריכת חשמל: 650 W

קוריאה): 220-240V~ 50-60Hz, 220V~ 60Hz (120-
(טאיוואן) 127V~ 60Hz (110, ~ 60Hz צפון אמריקה),

משקל ומידות

304 מ"מ × 183 מ"מ × 359 מ"מ

משקל: 1.78 ק"ג

ארץ מוצא

מקום הייצור: סין

מה כלול

מלקחיים: 1 pcs

סטריליזטור אדים חשמלי: יחידה אחת

