

PHILIPS

Ramme

Wisp

med silikoneramme



HH1001



Klar, diskret silikoneramme

Den klare silikoneramme tiltrækker mindre opmærksomhed til ansigtet.

Silikoneramme

- Klar silikoneramme

Vigtigste nyheder

Diskret design

Den klare silikoneramme tiltrækker mindre opmærksomhed til ansigtet.

Specifikationer

Specifikationer

Rammemateriale: Silikone/polykarbonat

Design

Kompakt: Easy fitting and adjustment

Komfort: Elastisk isserem

Patenteret design: Næsetips-pudedesign

Støjsvag udluftning: 360-graders roterende knæstykke

Silikoneramme: Klar, diskret ramme

Service

Garanti: 90-days

