

# PHILIPS

## Maski

### Nuance Pro

Geeli

Pakkaus

3 tyyntä (S, M, L)



HH1101



## Uusi vaihtoehto parempaan uneen

Geelityynyillä varustetun Nuance-maskin sieraintyyntytekniikka takaa erinomaisen käyttömukavuuden ja tiiviiden, jotta nukkuisit paremmin.

#### Helppokäyttöinen

- Kevyt taipuisa letku vähentää maskiin kohdistuvaa vetoa

#### Geelityynyt

- Tyynyt mukautuvat erikokoisiin sieraimiin.

#### Pysyy paremmin paikoillaan

- Pysyy paikallaan yön aikana.

# Kohokohdat

## Kevyt ja mutkaton



Perinteisiin sierainmaskimalleihin verrattuna maskin kokoaminen, purkaminen osiin ja käyttäminen on helpompaa.

## Tiivis ja mukava käyttää



Nuance-geelipehmustetyynyt on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta. Geelityynykantojen kuuluu asettua mukavasti nenän alapuolelle.

## Uusi liukumaton remmiosa



Ihanteellinen vaihtoehto käyttäjille, jotka kaipaavat vapautta myös nukkuessaan.

## Tekniset tiedot

**Käyttöpaine:** 4–20 cmH<sub>2</sub>O

**Äänenpainetaso:** 19 dBA

**Osien määrä:** Neljä

**Pehmusteen materiaali:** Silikonikumi

**Pehmusteiden/rungon materiaali:**

Uretaanigeeli

**Pääremmin materiaali:** Nailon-

UBL/uretaanivaaho/elastaani

**Kehyksen materiaali:** Termoplastinen

polyesterielastomeeri

**Puhdistusohjeet:** **maski:** Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

**Puhdistaminen:** **pääremmi, letku:** Hand wash with mild detergent

**Kääntyvän liitännän / letkun /**

**kulmakappaleen materiaali:** Polypropeeni

## Käyttötarkoitus

**Yli 30 kg painaville potilaille:** with CPAP prescription

## Muotoilu

**Helppokäyttöinen:** Helppo koota ja purkaa

## Huolto

**Takuu:** 90-days

