

# PHILIPS

## Maskirunko

### Wisp

#### kangsrunko



HH1000



Pehmeä, kasvojen muotoihin mukautuva kangsrunko

Kaksipuolinen kangas, luonnollisen tuntuinen pehmeä nukka tai sileä satiini

#### **Kangsrunko**

- Valittavissa pehmeä nukkapinta tai sileä satiini

# Kohokohdat

## Pehmeä ja miellyttävä



Asiakkaidemme toiveiden perusteella kehitetty entistä parempi maski, jossa nenämaskin tehokkuus ja mukavuus yhdistyvät sierainmaskin miellyttävään ulkonäköön.

# Tekniset tiedot

## Tekniset tiedot

### Kehyksen materiaali:

Nailon/elastaani/uretaanivaaho

## Muotoilu

**Pienikokoinen:** Helppo säätää

**Kangsrunko:** Pehmeä nukka tai sileä satiini

**Mukavuus:** Joustava päälakiremmi

**Patentoitu muotoilu:** Nenänkärjen mallinen pehmuste

**Hiljainen uloshengitysääni:** 360 astetta kääntyvä kulmakappale

## Huolto

**Takuu:** 90 päivää

