


# PHILIPS

Nenä-suomaskin  
pehmuste


DreamWear

Nenä-suomaskin varaosat

M-koon leveä pehmuste

 Product Picture

HH1128



## Höyhenenkevyt.\*

DreamWear-nenä-suomaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat.

### **Innovatiivinen malli**

- Moduulimainen maski tuo valinnanvapautta

### **Helppo ja mukava käyttää**

- Helppokäyttöinen
- Nenän alle asettava pehmuste

# Kohokohdat

# Tekniset tiedot

## Helppokäyttöinen



Vain vähän osia: helppo koota, purkaa ja puhdistaa.

## Vapaus valita



Käyttäjät voivat valita moduulimaiseen maskiin itselleen sopivimman pehmusteen.

## Ei enää painaumiä nenänvarressa



Koska pehmuste asettuu nenän alle, nenänvarteen ei enää synny painaumiä tai ärsytystä.\*\*

## Puhdistus: pehmuste

Pese käsin miedolla puhdistusaineella: Rinse thoroughly, air dry<sup>1</sup>

## Varaosat

Tarkista päivittäin kulumisen varalta: Replace at first sign of wear

## Tuotteen tiedot

**Materiaalit:** Polycarbonate, Silicone

**Takuu:** 90 days

