

PHILIPS

Nenämaski, jossa kosketuspinta on pieni

DreamWear

Pakkaus

4 pehmustekokoja

1 keskikokoinen runko



HH1111



Höyhenenkevyt*

DreamWear antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat *Philipsin vuonna 2015 tekemä käyttäjäkysely

Helppokäyttöinen

- Pehmeä ja mukava

Avoim näkökenttä

- Avoimessa maskissa on erittäin leveä näkökenttä

Parhaat nenätyyny ja -maskit

- Mukava ja toimiva

Innovatiivinen malli

- Pehmeä nenän alle
- Ilmaletkun liitäntä pääläella
- Neliosainen moduulimainen maski

Miellyttävän tuntuinen muotoilu

- Slim-line-pääremmi
- Pehmeä, joustava runko


Kohokohdat

Innovatiivinen nenän alle asettava maski



Ei paina tai ärsytä nenänvartta tai sieraimia eikä jätä punaisia jälkiä*

Vapaus liikkua



Koska letku lähtee päälaelta, DreamWear antaa enemmän liikkumavapautta nukkuessa. Käyttäjät ovat kertoneet, että DreamWear ei vaikuta heidän nukkumisasentoonsa.*

Neliosainen moduulimainen maski



Moduulimainen maski on helppo koota ja puhdistaa. Vaihdeettavia nenätyynyjä on neljää eri kokoa.

Slim-line-pääremmi



DreamWear on tyylikäs, mukava ja lähes huomaamaton.

Pehmeät kangasremmit



Miellyttävä kasvoilla

Pehmeä, joustava runko



Ihoa vasten oleva materiaali on joustavaa, hengittävää ja käyttäjälle miellyttävää

Pehmuste nenän alle



Ei jätä punaisia jälkiä tai ärsytä nenänselkää, kuten perinteiset kokomaskit voivat tehdä

Esteetön näkyminen



Voit vapaasti käyttää silmälaseja, lukea, katsoa televisiota ja käyttää tietokonetta tai tablet-laitetta ennen nukkumaanmenoa.

Tekniset tiedot

Innovatiivinen malli

Avoin näkökenttä: Käytä silmälaseja, lue tai katso televisiota

Tekniset tiedot

Käyttöpaine: 4–20 cmH₂O

Äänenpainetaso: 18 dBA

Osien määrä: Viisi

Pehmusteen materiaali: Silikoni

Pääremin materiaali: Polyuretaanivahto, nailon/elastaani

Kehyksen materiaali: Polykarbonaatti

Puhdistusohjeet: maski: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, air dry

Puhdistaminen: pääremini, letku: Hand wash with mild detergent, Rinse thoroughly, hang to dry

Kulmakappaleen / kääntyvän liitännän

materiaali: Polykarbonaatti

Kangassuojukset: Polyester/Spandex

Mukavuus

Pehmuste nenän alle: Ei jätä punaisia jälkiä sieraimiin

Pehmeät kangasremmit: Miellyttävä kasvoilla

Pehmeä, joustava kehys: Mukava käytössä

Käyttötarkoitus

Yli 30 kg painaville potilaille: with CPAP prescription

Huolto

Takuu: 90-days

