



PHILIPS

Nenä-suumaskin
magneettiliittimet

DreamWear

Nenä-suumaskin varaosat
1 pakkaus magneettiliittimiä

 Product Picture

HH1132

Höyhenenkevyt.*

DreamWear-nenä-suumaski antaa sinulle vapauden nukkua miten haluat.

Magneettiliittimet

- Pääremmin liittimissä ja maskin pehmusteessa on magneetteja

Helppokäyttöinen

- Magneettiliittimet pääremmin kiinnittämiseen

Kohokohdat

Helppokäyttöinen



Magneettiliittimet tekevät pääremmin kiinnittämisestä kehukseen helppoa ja nopeaa.

Magneettiliittimet



Keskustele terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ennen maskin käyttöä, sillä magneettikentät saattavat vaikuttaa joihinkin lääkintälaitteisiin. Maskin magneettiliittimet on pidettävä vähintään 50 mm:n (2 tuuman) päässä toiminnassa olevista lääkintälaitteista, erityisesti istutteista, kuten sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista. Lisätietoja on mukana toimitettavassa käyttöohjeessa.

Tekniset tiedot

Vakava varoitus: magneettisia häiriöitä

Ole varovainen sydämentahdistimien kanssa:
Read IFU's before use.

Tuotteen tiedot

Takuu: 90 days

