



Philips ISIS
Rintapumpun kahva

manuaalinen rintapumppu

SCF923

Liikuttaa rintapumpun kalvoa

Etsi yhteensopivat tuotteet teknisten tietojen välilehdestä.

Manuaaliseen Avent-rintapumppuun luodaan imua liikuttamalla tätä pumppuun kuuluvaa kahvaa ylös ja alas. Voit hallita imutehoa muuttamalla kahvaan kohdistamaasi painetta.

Helppokäyttöiset Philips-varaosat

- Uudista laitteesi helposti Philipsin alkuperäisosilla

PHILIPS

Tekniset tiedot

Vaihdeosa

- Sopii malleihin:: SCF310/08, SCF310/60, SCF300/13, SCF300/20, SCF290/12, SCF290/20, SCF300/

12, SCF310/20, SCF290/13, SCF310/13, SCF310/12, SCF300/60, SCF300/08

Kohokohdat

Helposti vaihdettavat osat

Laitteesi tarvitsee silloin tällöin kasvojenkohotuksen. Onneksi Philipsin vaihto-osilla kuluttaja voi uudistaa tuotteen helpommin kuin koskaan. Taatulla Philipsin laadulla.



Julkaisupäivä 2023-10-11

Versio: 3.3.1

EAN: 87 10103 54995 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com