

PHILIPS

เข็มขัดพยุงหลังสำหรับนวด

การนวดไหล่แบบกดจุด VibWave

ลูกประคบร้อนอุณหภูมิคงที่

ตัวช่วยกล้ามเนื้อไหล่แบบยืดได้ 3D

การแจ้งเตือนท่าที่ไม่ดี

PPM4361



หมอนวดส่วนตัวและโค้ชแนะนำท่าทาง

สุขภาพดีด้วยการนวดกดจุดและท่าทางที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ

เครื่องนวดมีน้ำหนักเบาและสวมใส่ได้ ช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปกับการนวดกดจุดจากการสั่นสะเทือนและหัวประคบร้อน นวดหัวไหล่ได้ทุกเมื่อ เช่นเซอร์อัจฉริยะตรวจจับท่าทางในตัวจะช่วยเตือนเมื่อตรวจพบท่าทางที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ใช้วัสดุที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ

- ตัวผ้ากันแบคทีเรียและกันน้ำกระเซ็น

ผ่อนคลายกล้ามเนื้อไหล่ในส่วนลึก

- ลูกประคบร้อนอุณหภูมิต่อเนื่อง
- การนวดจากการสั่นสะเทือน VibWave ใน 3 บริเวณเพื่อคลายกล้ามเนื้อส่วนลึก

ช่วยให้หลังตรงขึ้น

- เข็มขัดพยุงหลังแบบตัดสามมิติ 3DSuit ช่วยเหลือเรื่องกล้ามเนื้อไหล่
- เซนเซอร์จับท่าทางอัจฉริยะช่วยปรับปรุงลักษณะท่าทางให้ดีขึ้นโดยง่าย

ไฮไลต์

ลูกประคบร้อนควบคุมอุณหภูมิ

ด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิในตัว โมดูลการนวดที่ควบคุมเป็นอย่างดี จะจัดให้มีลูกประคบร้อนสามฟองคลาย เพื่อปรับปรุการไหลเวียนเลือดในกล้ามเนื้อให้ดีขึ้น

การนวดจากการสั่นสะเทือน VibWave ใน 3 บริเวณ

การนวด VibWave ใช้การสั่นสะเทือนความถี่สูงที่ส่งลึกเข้าไปในกล้ามเนื้อ และผ่อนคลายเนื้อเยื่อกล้ามเนื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

3DSuit ช่วยเรื่องกล้ามเนื้อไหล่

ตัวเข็มขัดแบบตัดสามมิติจะใส่ได้พอดีกับหลังของคุณ อีกทั้งสายยืดยังช่วยลดการเกาะกล้ามเนื้อไหล่และเสริมสร้างความแข็งแรงแก่หลังด้วย

เซนเซอร์จับท่าทางอัจฉริยะ

เซนเซอร์จับท่าทางในตัวทำงานได้ตลอดทั้งวัน ช่วยแจ้งเตือนเมื่อพบว่าหลังงออยู่ ผู้ใช้จะค่อยๆ เคยชินกับนิสัยชอบท่าหลังตรง เวลานั่งและเวลานอนซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพ

ตัวผ้ากันแบคทีเรียและกันน้ำกระเซ็น

อุปกรณ์ทำด้วยผ้าที่ผ่านกระบวนการจากเทคโนโลยีนาโน วัสดุพิเศษที่เข้าเชือกแบคทีเรียป้องกันไม่ให้อุปกรณ์มีกลิ่นเหม็น และส่งผลเสียต่อสุขภาพหลังใช้งาน ชั้นกันน้ำกระเซ็นกันสิ่งสกปรกส่วนใหญ่ได้และช่วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ย x ก x ส): 454 x 367 x 20 มม.
น้ำหนักสุทธิ: 330 g
Color (สี): สีน้ำเงิน

พารามิเตอร์หลัก

แรงดันไฟสำหรับใช้งาน: 3.7 V
กำลังไฟสำหรับใช้งาน: 12 วัตต์
แบตเตอรี่: 5,000 mAh
กระแสไฟสำหรับชาร์จ: 2 A
แรงดันไฟสำหรับชาร์จ: 5 V

ประเทศต้นกำเนิด

ผลิตใน: จีน

บริการ

ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

