

Philips
เครื่องนวดเอว

การนวดผสมผสาน
พยางสามมิติ
ใช้งานไร้สาย

PPM4721



การนวดหลากหลายฟังก์ชัน คลายเครียด

ผสาน 3 ฟังก์ชันเพื่อเพิ่มพลังให้เอว

ทำจากผ้าเบาและบาง ผลิตภัณฑ์นี้บรรเทาความเจ็บปวดได้ผ่านการสั่นสะเทือนและการประคบร้อน แผ่นพยาง 3D สร้างความเสถียรให้กับเอวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโค้งงอมากเกินไป ติดตั้งมาพร้อมกับถุงเจลเย็นเพื่อทุเลาและบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก

การสั่นความถี่สูง บรรเทาอาการไม่สบายเอว

- การนวดจากการสั่นความถี่สูง 4 โซนเพื่อผ่อนคลายและบรรเทา
- โหมดสั่น 4 โหมดเพื่อเสริมประสบการณ์การนวด

พยางอย่างมั่นคงแบบ 3D ลดแรงกดส่วนเอว

- แผ่นพยางแบบโลหะเหล็กเพื่อกระจายแรงกดพยาง

การนวดอัจฉริยะ ปลอดภัยต่อการใช้งาน

- อุณหภูมิหัวประคบร้อน 40-55°C ปรับอุณหภูมิได้ 4 แบบ
- การนวดอัจฉริยะมีการจับเวลาที่ 30 นาที หลีกเลียงไม่ให้นวดนานเกินไป
- แบตเตอรี่ในตัว เลียงไม่มีสายไฟมาเป็นข้อจำกัด
- สัมผัสนุ่ม ผ้าเบา

PHILIPS

เครื่องนวดเอว

การนวดผสมผสาน พยางสามมิติ, ใช้งานไร้สาย

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะทั่วไป

- ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ยาวxกว้างxสูง): 1090x224x50 มม.
- Color (สี): ฟ้าเข้ม
- น้ำหนักสุทธิ: ประมาณ 1.1 กก.
- วัสดุหลัก: ฟ้าตาข่าย

พารามิเตอร์หลัก

- แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 3.7 V
- เวลาตัดไฟอัตโนมัติ: 30 นาที
- อุณหภูมิการให้ความร้อน: 40-55 °C

- กำลังไฟฟ้าสำหรับใช้งาน: 9.5 W
- แบตเตอรี่: 3200 mAh
- กระแสไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 2 A
- พอร์ตชาร์จ: USB Type-C
- แรงดันไฟฟ้าสำหรับชาร์จ: 5 V

ประเทศต้นกำเนิด

- ผลิตใน: จีน

บริการ

- ระยะเวลาการรับประกัน: 2 ปี

PPM4721DB/97

ไฮไลต์

การสั่นความถี่สูง

พื้นที่นวดด้วยการสั่นความถี่สูง 4 ที่ในตัว นวดกล้ามเนื้อที่ปวดโดยตรง คุณจึงสามารถจดจ่อกับการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเอวและบรรเทาความเมื่อยล้าและปวดกล้ามเนื้อได้

โหมดสั่นหลายโหมด

โหมดนวดอุ่นเครื่อง 2 โหมดและโหมดนวดฟื้นฟู 2 โหมดหลังออกกำลังกาย ด้วย 4 โชนที่มีการให้แสงตามจังหวะสุดท้าย การนวดจึงมีลักษณะที่เป็นเทคโนโลยีมากขึ้น

ฟังก์ชันพยางมั่งคั่ง 3D

มีแถบเหล็กพยางทรงโค้ง 2 แถบเพื่อสร้างความเสถียรให้กับกระดูกสันหลังส่วนเอว กระจายแรงกดดันกระดูกสันหลังส่วนเอวจากส่วนบนของร่างกาย และให้การปกป้องรวมถึงยึดเอวให้อยู่กับที่

ฟังก์ชันประคบร้อน

การควบคุมอุณหภูมิที่ชาญฉลาด NTC สามารถเสริมสร้างการไหลเวียนเลือดเฉพาะบริเวณบนร่างกายมนุษย์ได้ ดังนั้นจึงมีประสิทธิผลในการคลายกล้ามเนื้อตึงและปวดให้คุณผ่อนคลายและบรรเทาความเหนื่อยล้าของวัน

การจับเวลาตัด

เวลาในการทำงานจับเวลาตัดอัตโนมัติที่ 30 นาที เลี่ยงไม่ให้เกิดการนวดมากเกินไปจนเกิดรอยบวมแดงบนผิวหนัง ไม่สลายเนื้อ ไม่สลายตัว

ใช้งานได้แบบไร้สาย

กล่องควบคุมมีแบตเตอรี่ความจุ 3200 mAh ในตัว ใช้งานได้ 120 นาทีเมื่อชาร์จเต็ม

ผ้านุ่มไม่ทำร้ายผิว

ผลิตจากผ้าเย็บละเอียด สัมผัสนุ่มตลอดทั้งเครื่อง โดยมีการเสริมเทคโนโลยียับยั้งแบคทีเรียในตัวผ้า ทำให้สวมใส่ได้ต่อสุขภาพและปลอดภัยมากขึ้น



วันที่ออก 2023-05-17

เวอร์ชัน: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com