

Philips  
Đai mát xoa thắt lưng

Mát xoa kết hợp  
Hỗ trợ âm thanh stereo  
Sử dụng không dây

PPM4721



## Mát xoa đa năng, giải phóng áp lực

Kết hợp 3 chức năng để bảo vệ và giữ gìn thắt lưng

Được làm bằng vải nhẹ và mỏng, sản phẩm này có thể giảm đau thông qua rung và chườm nóng. Thanh đỡ 3D có thể giữ thắt lưng ổn định để tránh uốn cong quá mức. Được trang bị túi gel lạnh để làm dịu và giảm bong gân cơ.

### Rung tần số cao, giảm khó chịu ở thắt lưng

- Mát xoa rung cao tần 4 vùng giúp thư giãn, giảm căng thẳng
- 4 chế độ rung để làm phong phú thêm trải nghiệm mát xoa

### Hỗ trợ mạnh mẽ 3D, giảm áp lực thắt lưng

- Thanh đỡ bằng thép kim loại để phân tán áp lực hỗ trợ

### Mát xoa thông minh, an toàn khi sử dụng

- Nhiệt độ chườm nóng 40-55°C, 4 nhiệt độ điều chỉnh
- Mát xoa hẹn giờ thông minh 30 phút, tránh mát xoa quá mức
- Pin tích hợp, tránh các hạn chế về dây nguồn.
- Vải nhẹ và mềm mại

**PHILIPS**

Đai mát xa thắt lưng  
Mát xa kết hợp Hỗ trợ âm thanh stereo, Sử dụng không dây

## Các thông số

### Thông số chung

- Màu sắc: Xanh dương đậm
- Kích thước sản phẩm (DxRxC): 1090x224x50 mm
- Trọng lượng thực: khoảng 1,1kg
- Chất liệu chính: Vải lưới

### Thông số chính

- Điện áp làm việc: 3,7 V
- Nhiệt độ làm nóng: 40-55 °C
- Thời gian tự động ngắt điện: 30 phút
- Công suất làm việc: 9,5 W

- Pin: 3200 mAh
- Dòng điện sạc: 2 A
- Cổng sạc: USB Type-C
- Điện áp sạc: 5 V

### Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

### Dịch vụ

- Thời hạn bảo hành: 2 năm

PPM4721DB/97

## Những nét chính

### Rung tần số cao

Tích hợp 4 vùng mát xa rung tần số cao, tác động trực tiếp vào vùng cơ bị đau nhức. Bạn có thể thư giãn cơ thắt lưng, đồng thời giảm mệt mỏi và đau nhức cơ bắp.

### Nhiều chế độ rung

Có 2 chế độ mát xa khởi động và 2 chế độ mát xa phục hồi sau khi tập luyện. Với 4 vùng ánh sáng nhịp nhàng, trải nghiệm mát xa mang tính công nghệ cao hơn.

### Chức năng hỗ trợ mạnh mẽ 3D

Có 2 thanh thép đỡ dạng vòm giúp ổn định cột sống thắt lưng, phân tán áp lực lên cột sống thắt lưng từ phần thân trên, đồng thời bảo vệ và cố định phần thắt lưng.

### Chức năng chườm nóng

Kiểm soát nhiệt độ thông minh NTC có thể tăng cường lưu thông máu cục bộ của cơ thể người, do đó làm giảm căng cơ và đau nhức hiệu quả, cho phép bạn thư giãn và giảm bớt sự mệt mỏi trong ngày.

### Hẹn giờ ngắt điện

Thời gian làm việc được hẹn giờ là 30 phút để tự động ngắt điện, giúp tránh mát xa quá mức và khó chịu do mẩn đỏ và sưng tấy trên da.

### Sử dụng không dây

Hộp điều khiển được tích hợp pin dung lượng 3200mAh, có thể sử dụng trong 120 phút khi được sạc đầy.

### Thân thiện với làn da và vải mềm

Đai được may bằng vải mịn và toàn bộ máy có cảm giác mềm mại khi chạm vào. Vải được bổ sung công nghệ kháng khuẩn giúp người mặc khỏe hơn và yên tâm hơn khi sử dụng.



Ngày phát hành  
2023-05-17

Phiên bản: 1.1.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)