

Philips
Alat pijat pinggang

Kompres panas area luas
Pilihan pijat multi-tingkat
Pengontrol yang dapat dilepas

PPM4325



Kenyamanan sejati nan hangat

Kompres panas nirkabel untuk pinggang dan perut

Alat pijat pinggang yang terbuat dari kain Lycra ini sungguh ringan dan tipis. Alat ini dilengkapi dengan fungsi kompresi panas untuk meningkatkan sirkulasi darah secara efektif serta mengurangi rasa sakit dan tidak nyaman pada pinggang. Pengontrol magnetiknya dapat dilepas, portabel, dan anti-repot.

Pijat kompres panas untuk meredakan rasa tidak nyaman

- Area kompres panas yang luas, suhu pemanasan yang dapat disesuaikan
- Sabuk pijat portabel yang ringan dan tipis
- Pijat cerdas dibatasi waktu 30 menit untuk menghindari pijat berlebihan

Kotak pengisap magnetik nirkabel yang ringan digunakan

- Pengontrol yang dapat dilepas, ringan dan portabel untuk dibawa
- Baterai bawaan sehingga tidak terbatas dengan kabel daya

Desain melilit yang pas dan nyaman digunakan

- Desain ergonomis 3D yang membungkus untuk meningkatkan perlindungan
- Kain yang dipilih dengan cermat: ringan, lembut & antiair

PHILIPS

Alat pijat pinggang

Kompres panas area luas Pilihan pijat multi-tingkat, Pengontrol yang dapat dilepas

Spesifikasi

Spesifikasi umum

- Berat bersih: 185 g
- Dimensi Produk (PxLxT): 1080×110×35 milimeter
- Warna: Merah muda

Parameter utama

- Waktu mati otomatis: 30 menit
- Suhu pemanasan: 45-55 °C
- Tegangan operasional: 3,7 V
- Daya operasional: 6,5 W

- Baterai: 3000 mAh
- Arus pengisian daya: 1 A
- Port pengisian daya: Tipe-C
- Tegangan pengisian daya: 5 V

Negara asal

- Buatan: Cina

Layanan

- Periode garansi: 2 tahun

PPM4325PK/97

Kelebihan Utama

Mode kompres panas

Zona ganda depan dan belakang dapat dipanaskan secara bersamaan pada suhu 45-55 derajat, dengan 3 tingkat yang dapat disesuaikan untuk melancarkan sirkulasi darah, meredakan nyeri punggung, atau rasa tidak nyaman di perut secara efektif.

Pemakaian tanpa terlihat

Bobot bersih dari seluruh alat hanyalah 185 g, dengan bodi tipis dan ringan yang dapat dikenakan tanpa terlihat, sehingga Anda tidak perlu merasa tertekan atau malu.

Waktu Pematian

Gunakan fitur dibatasi waktu 30 menit untuk mematikan alat secara otomatis. Hindari pijat berlebihan yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, kulit kemerahan, dan bengkak.

Pengontrol magnetik yang dapat dilepas

Pengontrol dan alat utama dilengkapi dengan penyerap magnetik bawaan yang mudah dipasang ketika saling berdekatan. Desain yang dapat dilepas memudahkan alat untuk dibersihkan dan dibawa ke mana saja.

Gunakan secara nirkabel

Kotak kontrol dilengkapi dengan baterai bawaan berkapasitas 3000 mAh, yang dapat digunakan selama 180 menit saat terisi penuh.

Desain 3D melilit

Desain melilit bisa digunakan dengan tali pemanjang untuk menyesuaikan posisi pijatan abdomen dan pinggang melalui hook & loop. Alat pijat pinggang dengan pembungkus 360-derajat untuk meredakan rasa tidak nyaman.

Bahan yang ramah di kulit

Menggunakan kain yang dipilih cermat dengan lapisan antibakteri dan anti air untuk mencegah bau atau merusak kesehatan kulit akibat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Alat ini ringan dan tipis, tidak terlihat dan tidak terdeteksi saat dipakai. serta lebih mudah dibawa.



Tanggal dikeluarkan
2023-05-18

Versi: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com