

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова
четка за зъби

ProtectiveClean 4500

Вграден сензор за натиск

2 режима на чистене

1 функция BrushSync



HX6888/89



По-здрави венци. Постигнато с нежност.

Подобреете здравето на венците до 100% повече от ръчната четка за зъби.

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно подобрявате здравето на своите венци до 100% повече в сравнение с ръчната четка за зъби.

Проектирани по ваша мярка

- Насърчаване за внимателно миене

Иновативна технология

- Деликатно напомняне за по-лек натиск
- Пациентите извличат максимума от техните глави на четка
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката
- Подобрява здравето на венците само за 2 седмици
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Подобрява оралното здраве на пациентите

- Пломби, корони или чувствителни зони? Не се тревожете.

Optimize your brushing

- Режими Clean и gum care

Проектирано с мисъл за вашия пациент

- Страхотен начин да свикнете с новата си четка за зъби


Акценти

Подобрява здравето на венците



Главата на четка i InterCare предлага по-дълги, по-гъсто разположени, висококачествени косъмчета, за да се справи със скритата между зъбите плака. Клинично е доказано, че намалява кървенето на венците и възпалението само за две седмици.

Режими Clean и gum care



Независимо дали искате да се фокусирате върху премахването на плака или за по-здрави венци тази четка разполага с режим за вас: режим Clean осигурява превъзходно почистване, докато режим Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.

Безопасност и щадящо действие



Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Прекалено голям натиск?



Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

Технология BrushSync




Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

Интелигентни напомняния за смяна




Всички глави на четки се изнасят с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.

Полезни таймери



Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

Програма Easy-start



Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка.

Спецификации

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 2 седмици

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло и наситено синьо

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Време за почистване: До 2 седмици

Включени в комплекта

Дръжка: 1 ProtectiveClean

Зарядно устройство: 1

Глави за четка: 1 ic InterCare compact

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: Quadpacer и Smartimer

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажира венците

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

