

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова
четка за зъби

ExpertClean 4700

Вграден сензор за натиск

2 режима, 3 степени на
интензивност

1 функция BrushSync

с устройство за дезинфекция



HX6483/53



По-чисти зъби. По по-нежен начин.

Премахва до 10 пъти повече плака от ръчната четка за зъби

Усетете разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно премахвате 10 пъти повече плака в сравнение с ръчната четка за зъби

Доказано подобрява здравето на устата

- Увеличен повърхностен контакт за премахане на плаката

Иновативна технология

- Деликатно напомняне за по-лек натиск
- Пациентите извличат максимума от техните глави на четка
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

Optimize your brushing

- Режими Clean и gum care

Проектирано с мисъл за вашия пациент


- Страхотен начин да свикнете с новата си четка за зъби
- Насърчаване за внимателно миене

UV устройство за дезинфекция помага за унищожаване на микробите

- Рефлекторът разпределя дезинфекциращата светлина върху главата на четката

Акценти

Отстранява до 10 пъти повече плака*




Поставете главата на четката C3 Premium Plaque Control, за да се насладите на най-дълбоко почистване. С помощта на меките гъвкави страни косъмчетата се адаптират към формата на повърхността на всеки зъб за 4 пъти по-голям повърхностен контакт** и премахва до 10 пъти повече плака от трудни за достигане зони*.

Прекалено голям натиск?



Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

Режими Clean и gum care



Независимо дали искате да се фокусирате върху премахването на плака или за по-здрави венци тази четка разполага с режим за вас: режим Clean осигурява превъзходно почистване, докато режим


Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.

Технология BrushSync




Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

Интелигентни напомняния за смяна



Всички глави на четки се износват с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.

Програма Easy-start



Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за

постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка.

Полезни таймери



Нашият QuadPacer уведомява пациентите, когато са прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Дезинфекцираща светлина



Рефлекторът на UV дезинфекцираща уред разпределя дезинфекциращата светлина около целия връх на главата на четката за оптимални резултати.

Спецификации

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Бяло и мента

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с шракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Време за почистване: До 2 седмици

Включени в комплекта

Дръжка: 1 ProtectiveClean

Зарядно устройство: 1

Глави за четка: 1 G3 Premium Plaque Control, 1 G3 Premium Gum Care, 1 W2c Optimal White compact

Уред за почистване с UV лъчи: 1

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Работни характеристики: Отстранява до 10 пъти повече плака*

Таймер: Quadpacer и SmartTimer

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Режими

3 степени на интензивност: Ниски, Средно, Високо

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажирва венците

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

