

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова
четка за зъби

ProtectiveClean 5100

Вграден сензор за натиск

3 режима

1 функция BrushSync

Калъф за пътуване



HX6857/35



По-бели зъби. Направете го нежно.

Избелва зъбите само за 1 седмица.

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

Доказано подобрява здравето на устата

- Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа
- Избелва зъбите само за една седмица

Проектирани по ваша мярка

- Насърчаване за внимателно миене
- Улеснява вашето пътуване

Иновативна технология

- Уведомява ви, ако натискате прекалено силно
- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

Optimize your brushing

- Избирайте между три режима

Акценти

Естествено по-бели зъби



Поставете главата на четката W DiamondClean за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята най-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

Безопасност и щадящо действие




Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Три режима



Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби спрямо нуждите ви с избор от три режима. Режим Clean е стандартен за превъзходно почистване. Режим White е идеален режим за премахване на повърхностни петна. А режим Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.

Технология BrushSync



Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

Следете натиска при миене



Прекалено силното миене на зъби може да увреди зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за да ви напомни да намалите натиска.

Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

Полезни таймери



Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

Удобен калф за пътуване и зарядно устройство



Нашият първокласен калф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.

Спецификации

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Батерия: Акумулаторна

Време за работа (от пълно зареждане до изтощаване): До 2 седмици

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Черено-сиво, Бяло и мента

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Разпознаване на главата на четка: Синхронизира се в оптимален режим

Време за почистване: До 2 седмици

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

Включени в комплекта

Дръжка: 2 ProtectiveClean

Зарядно устройство: 1

Калъф за пътуване: 2

Глави за четка: 2 W2 Optimal White стандарт

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Подобрява здравето на венците само за две седмици, Помага за намаляване на кариесите

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: Quadpacer и SmartTimer

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажирва венците

Бяло: Премахва повърхностните петна

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

