

# PHILIPS



IPL Haarentfernungsgerät  
mit SenselQ

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin Sensor

1 intelligenter Aufsatz: Körper

Lumea IPL App

Verwendung mit Kabel



BRI940/00

## Maßgeschneidert mit SenselQ

Genießen Sie bis zu 18 Monate seidig glatte Haut\*

Genießen Sie eine individuelle Behandlung mit unserem Lumea IPL der 8000er Serie. SenselQ Technologie mit intelligenten Aufsätzen und Lumea IPL App für langanhaltend glatte Haut.

### Sanft und effizient für langanhaltend glatte Haut

- Schnelle Ergebnisse bei Behandlung 2x im Monat
- Mit Dermatologen entwickelt und somit einfach und effektiv
- Extralanges Kabel für mehr Flexibilität während der Behandlung

### Lösung für den Körper

- Geeignet für die meisten Hauttöne und Haartypen
- Lösung für den Körper mit 1 intelligenten Aufsatz

### Individuelle IPL-Haarentfernung

- Sanft und komfortabel mit SenselQ
- Optimieren Sie Ihre Behandlungsroutine mit der Philips Lumea IPL-App.

## Lumea IPL 8000 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenseIQ

# Besonderheiten

### Schnelle Ergebnisse durch 2x im Monat durchgeführte Behandlung



Zu Beginn alle zwei Wochen – das sind nur halb so viele Behandlungen wie bei anderen Marken. Anschließend nur eine Auffrischungsbehandlung pro Monat. Die Behandlung beider Unterschenkel dauert 8,5 Minuten.

### SenseIQ Technologie



Lumea Serie 8000 verfügt über fünf leicht anzupassende Lichteinstellungen. Unser SmartSkin Sensor erkennt den Hautton und unterstützt Sie bei der Auswahl der angenehmsten Einstellung. Intelligente Aufsätze passen die Behandlung an den jeweiligen Körperbereich an.

### Extralanges Kabel



Lumea Prestige ermöglicht dank besonders langem Kabel eine komfortable und flexible Behandlung verschiedener Körperbereiche.

### 1 intelligenter Aufsatz



Der speziell entwickelte Aufsatz ist für den optimalen Hautkontakt bei der Behandlung großer Körperpartien, z.B. Ihrer Beine, nach innen gewölbt. Ein maßgeschneidertes Programm wird ausgelöst, wenn der Aufsatz aufgesetzt wird.

### Mit Dermatologen entwickelt



Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL

BRI940/00

entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.

### Philips Lumea IPL-App



Unsere kostenlose Coaching-App hilft Ihnen, einen Behandlungsplan zu erstellen und einzuhalten und führt Sie schrittweise durch jede Sitzung. Von über 2,1 Millionen Benutzern heruntergeladen.

### Für die meisten Haut- und Haartypen



IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton und funktioniert daher bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar sowie hellen bis dunkelbraunen Hauttönen (I-V).

# Lumea IPL 8000 Series

IPL Haarentfernungsgerät mit SenselQ

BRI940/00

## Daten

### Technische Daten der Aufsätze

**Körperbehandlungs-Aufsatz:** Form: konvex geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm<sup>2</sup>, Individuelle Behandlung für den Körper: Beine, Arme und Bauch

### Sicherheit und anpassbare Einstellungen

**Integrierter UV-Filter:** Schützt die Haut vor UV-Licht

**5 Lichtintensitätseinstellungen:** An Ihren Hauttyp anpassbar

**Integriertes Sicherheitssystem:** Verhindert unbeabsichtigte Lichtimpulse

**Hauttonsensor:** Erkennt Ihren Hautton

**SmartSkin Sensor:** Die richtige Einstellungsanzeige auf Abruf

### Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

**Mit Kabel/kabellos:** Verwendung mit Kabel

### Technische Daten

**Stromspannung:** 100-240 V

**Hochleistungs-Lampe:** Langlebiges Produkt mit 450.000 Lichtimpulsen – entspricht einer Lampen-Lebensdauer von 39 Jahren\*\*

### Service

**Gewährleistung:** 2 Jahre Gewährleistung und 1 weiteres Jahr Gewährleistung bei Produktregistrierung innerhalb von 90 Tagen

### Artikel enthalten

**Gebrauchsanweisung:** Bedienungsanleitung

**Lagerung:** Kosmetiktasche

**Adapter:** 19,5 V/4.000 mA

### Anwendungszeit

**Unterarme:** 2,5 Min.

**Bikinizone:** 2 Min.

**Unterschenkel:** 8,5 Min.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Ausstellungsdatum  
2025-04-02  
Version: 14.14.2

EAN: 87 20689 01286 7

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

\* Beginnend nach 3 Behandlungen. Durchschnittlich 86% weniger Haare an den Unterschenkeln nach 18 Monaten  
\*\* \* Bei Einhaltung des Behandlungsplans. Berechnet für die Anwendung im Unterschenkelbereich, in der Bikinizone, in den Achselhöhlen und im Gesicht. Die Lebensdauer der Lampe verlängert nicht die weltweite Philips Gewährleistung von 2 Jahren.