

Philips
Đai mát xa thắt lưng

Chườm nóng diện tích lớn
Tùy chọn mát xa đa cấp độ
Bộ điều khiển có thể tháo rời

PPM4325



Tận hưởng sự chăm sóc âm áp thuần khiết

Chườm nóng không dây cho thắt lưng và bụng

Được làm bằng vải Lycra, đai mát xa thắt lưng có trọng lượng nhẹ và mỏng. Đai được trang bị chức năng chườm nóng để thúc đẩy lưu thông máu hiệu quả và giảm đau và khó chịu ở thắt lưng. Bộ điều khiển có thể tháo rời từ tính và cầm tay dễ dàng.

Mát xa chườm nóng để giảm bớt sự khó chịu

- Chườm nóng diện tích lớn, nhiệt độ làm nóng có thể điều chỉnh
- Đai mát xa di động, nhẹ và mỏng
- Mát xa hẹn giờ thông minh 30 phút, tránh mát xa quá mức

Hộp hút nam châm, trọng lượng nhẹ, không dây

- Bộ điều khiển có thể tháo rời, nhẹ và dễ mang theo
- Pin tích hợp, tránh các hạn chế về dây nguồn

Thiết kế bọc xung quanh để vừa vặn thoải mái

- Thiết kế công thái học bọc xung quanh 3D để bảo vệ tốt hơn
- Các loại vải được lựa chọn cẩn thận: nhẹ, mềm và không thấm nước

PHILIPS

Đai mát xa thắt lưng

Chườm nóng điện tích lớn Tùy chọn mát xa đa cấp độ, Bộ điều khiển có thể tháo rời

Các thông số

Thông số chung

- Kích thước sản phẩm (DxRxC): 1080×110×35 mm
- Trọng lượng thực: 185 g
- Màu sắc: Hồng

Thông số chính

- Nhiệt độ làm nóng: 45-55 °C
- Điện áp làm việc: 3,7 V
- Thời gian tự động ngắt điện: 30 phút
- Công suất làm việc: 6,5 W

- Pin: 3000 mAh
- Dòng điện sạc: 1 A
- Cổng sạc: Type-C
- Điện áp sạc: 5 V

Xuất xứ

- Được sản xuất tại: Trung Quốc

Dịch vụ

- Thời hạn bảo hành: 2 năm

PPM4325PK/97

Những nét chính

Chế độ chườm nóng

Hai vùng trước và sau được làm nóng đồng thời, có thể điều chỉnh 3 mức 45-55 độ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu hiệu quả, giảm đau lưng, khó chịu vùng bụng.

Đeo thoải mái

Trọng lượng tịnh của toàn bộ thiết bị là 185g, thân đai mỏng nhẹ có thể đeo thoải mái, không gây ê ép và khó chịu.

Hẹn giờ ngắt điện

Thời gian làm việc được hẹn giờ là 30 phút để tự động ngắt điện, giúp tránh mát xa quá mức và khó chịu do mất độ và sưng tấy trên da.

Bộ điều khiển từ tính có thể tháo rời

Bộ điều khiển và thiết bị chính được cố định bằng cách hấp phụ từ tính và chúng có thể dễ dàng hấp phụ khi chúng ở gần nhau. Thiết kế có thể tháo rời, thuận tiện mang theo và dễ dàng vệ sinh hơn.

Sử dụng không dây

Hộp điều khiển được tích hợp pin dung lượng 3000mAh, có thể sử dụng trong 180 phút khi được sạc đầy.

Thiết kế bọc xung quanh 3D

Thiết kế bọc xung quanh, bạn cũng có thể sử dụng với dây đeo mở rộng, điều chỉnh vị trí mát xa bụng và thắt lưng bằng băng gai dính. Đai mát xa quần quanh thắt lưng 360 độ để giảm bớt sự khó chịu.

Chất liệu thân thiện với làn da

Sử dụng các loại vải được lựa chọn cẩn thận có xử lý kháng khuẩn và chống thấm nước, ngăn ngừa mùi hôi và tổn hại cho sức khỏe làn da do sự phát triển của các vi sinh vật có hại. Đai có trọng lượng nhẹ và mỏng, đeo thoải mái cũng như thuận tiện mang theo hơn.



Ngày phát hành
2023-05-21

Phiên bản: 1.1.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com